

CUFFIE TV WIRELESS AMPLIFICATE E DIGITALI


(Il prodotto può supportare 2 cuffie)



Contenuto

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso.

Per un manuale d'uso aggiornato, consultare il nostro sito web: www.geemarc.com, poiché potrebbero esserci importanti aggiornamenti e modifiche di cui è necessario essere a conoscenza.

INTRODUZIONE	3
 CONSIGLI PER LA CURA E LA SICUREZZA .	5
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	6
IDENTIFICAZIONE DELLA FUNZIONE	7
• Identificazione della funzione: Ricevitore cuffie	7
• Identificazione della funzione: Base di ricarica	9
INSTALLAZIONE	10
• Trasmittitore.....	10
• Cuffie	11
OPERAZIONI	12
• Operazione iniziale	12
• Operazione di routine	12
• Regolazione del tono (Bassi e Acuti)	14
• Regolazione del bilanciamento del suono (sinistra-destra)	14
• Uso del tasto Mute e del microfono per la conversazione	15

● Caricamento della batteria	15
● Accoppiamento di cuffie supplementari	16



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 18

● Nessun suono	18
● Distorsione	18

Pulizia e manutenzione 19

Parti di ricambio 19

Assistenza clienti 19

GARANZIA 20

DICHIARAZIONE UKCA 20



AVVERTENZE SULLA BATTERIA 20

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 21

CARATTERISTICHE 21

SPECIFICHE TECNICHE 22

INTRODUZIONE

Il Geemarc Digital Wireless Audio Listener è un sistema di amplificazione audio progettato specificamente per le persone con difficoltà uditive.

Il Geemarc Digital Wireless Audio Listener può essere utilizzato tranquillamente senza interferenze con tutti i tipi di sistemi audio: **televisori, smartphone, lettori DVD, lettori CD, sistemi Hi-Fi, iPod o altro.**

L'audio emesso da un televisore o da un dispositivo audio viene trasmesso dalla Base di ricarica (Base); le cuffie wireless ricevono il segnale e amplificano il suono per l'ascoltatore.

Una base può essere accoppiata a un massimo di 4 cuffie.

Una base può supportare la ricarica di 2 cuffie.

Il comfort dell'ascoltatore e il suo divertimento a lungo termine sono stati integrati in ogni caratteristica del Geemarc Wireless Audio Listener:

- Cuffie wireless leggere dotate di morbidi auricolari in silicone per un comfort di ascolto prolungato;
- Qualità audio alta e regolabile:
 - Ampia larghezza di banda audio per un suono di alta qualità.
 - EQ e bilanciamento regolabili per compensare la perdita dell'udito.
- Ascoltare, ma restando in contatto con l'ambiente circostante:
 - È possibile accoppiare più cuffie a una base di ricarica;
 - La funzione ad un tocco Mute trasforma l'Audio Listener in un assistente alla conversazione, consentendovi di parlare e ascoltare le persone intorno a voi con le cuffie

accese, sfruttando l'amplificatore audio incorporato per sentire tutto meglio.

- Fino a 6 ore di durata della batteria ricaricabile per carica completa: non perderete mai una colonna sonora a metà programma;
- Bastano 3 ore per ricaricare completamente le cuffie semplicemente riponendole nella loro base di ricarica.
- Per spegnere automaticamente le cuffie basta semplicemente riporle nella loro base di ricarica.
- Per accendere automaticamente le cuffie basta semplicemente estrarle dalla loro base di ricarica.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

La serie di prodotti CL7370 è disponibile in due varianti di modelli e cuffie supplementari, come indicato di seguito, e il presente manuale di istruzioni li copre tutti.

1. Versione CL7370_Analogue: versione con solo ingresso audio analogico.
2. Versione CL7370_Optical: versione con ingresso audio analogico e ingresso audio digitale ottico.
3. Cuffie supplementari CL7370. Per l'operazione speciale, consultare la sezione "Accoppiamento di cuffie supplementari".



CONSIGLI PER LA CURA E LA SICUREZZA

Per utilizzare questo prodotto al meglio e in totale sicurezza, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenza: Questo prodotto può essere molto rumoroso. Fare attenzione ad evitare che altri, i quali non hanno lo stesso livello di perdita dell'udito, utilizzino questo prodotto. L'eccessiva pressione sonora di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

Attenzione: Scossa elettrica. NON inserire le teste delle spine non collegate nelle prese di corrente. Esse DEVONO essere montate sull'adattatore di alimentazione.

Collegamento elettrico: L'unità è progettata per funzionare con un'alimentazione di 100-240VAC - 50/60Hz. (Classificato come "tensione pericolosa" secondo lo standard EN 62368-1).

Attenzione: Le batterie devono essere sostituite solo da Geomarc o da un fornitore autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo: <Parti di ricambi

Tenere l'unità lontana dalle fonti di calore.

NON esporre l'unità alla luce diretta del sole.




Non esporre le cuffie, che contengono le batterie, a un calore eccessivo, come raggi solari, fuoco, ecc.

Pulire regolarmente le cuffie e gli auricolari. Per dettagli sulla pulizia, consultare il capitolo: **<Pulizia e Manutenzione>**.

NON modificare l'unità in alcun modo.

Nota: L'unità può essere soggetta a interferenze da parte di apparecchi che generano forti campi elettrici o magnetici, ad esempio router Internet wireless, microonde, telefoni cellulari, trasformatori di illuminazione ecc. Per evitare tali interferenze, posizionare l'unità Base di ricarica lontana da tali fonti.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



- (A1) Ricevitore cuffie
- (A2) Base di ricarica e Trasmettitore
- (A3) Alimentatore
- (A4) Cavo audio (entrambe le estremità con spina stereo da 3,5 mm)
- (A5) Cavo Toslink per il collegamento audio digitale ottico (solo per la versione Optical). **IMPORTANTE: Prima di utilizzare il cavo, rimuovere le coperture protettive in plastica trasparente da entrambe le estremità.**
- (A6) Cavo adattatore da 3,5 mm a 2 pin RCA (**Opzionale**)
- (A7) Adattatore SCART (Solo per la versione analogica) (**Opzionale**)
- (A8) Spina adattatore da 3,5 mm a 6,3 mm (**Opzionale**)

IDENTIFICAZIONE DELLA FUNZIONE

Identificazione della funzione: Ricevitore cuffie



FRONTE

RETRO

(B1) Auricolari

(B2) Inserti auricolari di ricambio. Ci sono due tipi di inserti auricolari.


(B3) Controllo aumento volume, Controllo bilanciamento

(B4) Controllo riduzione volume, Controllo bilanciamento

(B5) Indicatori LED di alimentazione/segnale/carica/microfono locale:

- Carica della batteria (**Rosso** = in carica, **Verde** = completamente carica)
- Indicatore LED (**Arancione**): Amplificazione del microfono locale per comunicazioni verbali.

- Indicatore LED (**Blu fisso**): Accoppiato con il trasmettitore.
- Indicatore LED (**Blu lampeggiante lento**): Non accoppiato con il trasmettitore, oppure il trasmettitore è spento.
- Indicatore LED (**Blu lampeggiante veloce**): in Modalità Accoppiamento.



(B6) Pulsante di accensione e pulsante Mute per le comunicazioni verbali

- Tenere a lungo per spegnere le cuffie.
- Premere brevemente per accendere le cuffie.
- Premere brevemente per passare dall'ascolto della TV wireless all'amplificazione del microfono locale per le comunicazioni verbali.


(B7) Microfono

(B8) Regolazione tono

(B9) Controllo del bilanciamento del suono

(B10) Contatti per la carica

Identificazione della funzione: Base di ricarica (trasmettitore)



(C1) PERNI per la carica

(C2) Indicatore LED per l'accoppiamento:

- **Blu fisso** - Cuffie accoppiate trovate;
- **Blu lampeggiante lento** - Nessun dispositivo accoppiato trovato;
- **Blu lampeggiante veloce** - Nessun dispositivo accoppiato trovato oppure Nessun input sonoro per più di 10 minuti.

(C3) Interruttore di alimentazione

(C4) Ingresso audio digitale ottico (solo per la versione ottica)


(C5) Indicatore LED di Accensione/Spegnimento: **Rosso** = ON.

(C6) Presa d'ingresso CC 5V/1A

(C7) Ingresso audio analogico

INSTALLAZIONE

Trasmettitore



- (D1) Collegare l'alimentatore all'ingresso giallo (5V/1A) situata sul pannello posteriore della base di ricarica.
- (D2) Collegare l'alimentatore a una presa di corrente (100-240V ~ 50/60Hz).
- (D3) Collegare un'estremità del cavo audio all'ingresso audio analogico sul pannello posteriore della base di ricarica.
- (D4) Collegare l'altra estremità del cavo audio alla sorgente audio (ad es. televisore, impianto Hi-Fi, MP3 o iPod).

Se la sorgente audio non dispone di una presa adatta alla spina stereo da 3,5 mm del cavo audio, utilizzare uno degli adattatori forniti:

- Cavo adattatore RCA (solo versione Option e Analog);

- Spina adattatore da 3,5 mm a 6,3 mm (solo versione Option e Analog);
- Adattatore SCART (solo versione Option e Analog);


Per il CL7370 Digital version, è possibile anche :

- (D5) Collegare un'estremità del **Cavo Toslink** all'ingresso audio digitale sul pannello posteriore della base di ricarica.
- (D6) Collegare l'altra estremità del **Cavo Toslink** alla sorgente audio con uscita audio digitale ottica (ad es. televisore, impianto Hi-Fi).
- (D7) Sul lato posteriore della base di ricarica, premere il pulsante di accensione/spegnimento per passare a ON; si accenderà il LED rosso.

Nota: Quando si utilizza il CL7370 Digital Version con un segnale di ingresso audio digitale, l'uscita audio del televisore deve essere impostata sulla modalità PCM. Il CL7370 non è compatibile con Dolby Digital. L'impostazione PCM può essere normalmente attivata utilizzando le impostazioni del menù audio del televisore. Per istruzioni sull'impostazione della modalità PCM, consultare il manuale d'uso di TV/DVD/Satellite/Cabinet.

Cuffie




Assicurarsi che la batteria integrata nelle cuffie sia completamente carica per il primo utilizzo - consultare Operazione iniziale di seguito.



OPERAZIONE

Operazione iniziale

1. Assicurarsi che il CL7370 sia collegato alla rete elettrica.
2. Accendere il CL7370 - sul retro della base di ricarica (vedere la figura (1) a destra).
3. Posizionare le cuffie nella base di ricarica per almeno tre ore per consentirne la ricarica completa.
 - Le cuffie si spegneranno automaticamente una volta posizionate nella base di ricarica.
 - L'indicatore LED sarà rosso durante la carica.
 - Diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica (vedi figura (2) a destra).
4. Dopo tre ore e quando il LED di carica sarà diventato verde, è possibile procedere con l'Operazione di routine.



Operazione di routine

1. Accendere la sorgente audio (televisore o dispositivo audio) a cui è collegato il trasmettitore.
2. Estrarre le cuffie (ricevitore) dalla base di ricarica, le quali si accenderanno automaticamente (in caso contrario, premere brevemente il pulsante MIC per accenderle), l'indicatore LED blu si accenderà continuamente sia sulla base che sulle cuffie. (vedi figura (3) a destra).

3. Regolare il volume al livello desiderato (vedi figura (4) a destra), premere il pulsante '+' per aumentare il volume e il pulsante '-' per diminuirlo. Le cuffie emettono un segnale acustico quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, quindi inserirle nelle orecchie.



NOTA: Per ottenere una buona qualità del suono dalle cuffie, accertarsi che il volume della sorgente audio (televisore o altro dispositivo audio) sia alzato almeno a metà del suo volume massimo.



NOTA:

1. Le cuffie si spengono automaticamente se non c'è alcun segnale audio dalla sorgente audio (televisore, ecc.) o se c'è un segnale troppo debole entro circa 15 minuti; se, in questo caso, si desidera riattivare le cuffie, premere brevemente il pulsante MIC.
2. Per spegnere automaticamente le cuffie basta semplicemente riporle nella loro base di ricarica.
3. Per accendere automaticamente le cuffie basta semplicemente estrarle dalla loro base di ricarica. - Questa funzione è disponibile solo quando vengono riposizionate nella base di ricarica delle cuffie accese.
4. Se, invece, si ripongono nella base di ricarica delle cuffie spente, queste non possono accendersi automaticamente una volta prese. In questo caso, basta premere leggermente il pulsante MIC per accenderle.


Regolazione del tono (Bassi e Acuti)

È possibile regolare il tono dell'audio che si sta ascoltando e migliorare il piacere d'ascolto amplificando gli alti o i bassi nel Ricevitore auricolare.

Premere il pulsante Tono sul retro delle cuffie per passare ciclicamente tra:

1. Alti potenziati,
2. Bassi potenziati,
3. Tono piatto (bassi e alti ugualmente potenziati).


Le cuffie emettono un segnale acustico quando la regolazione del tono raggiunge l'impostazione predefinita (il tono piatto).



Regolazione del bilanciamento del suono (sinistra-destra)

È possibile regolare il suono in base all'udito di ciascun orecchio. Con le cuffie accese, premere il pulsante Bilanciamento sul retro delle cuffie per entrare nella modalità bilanciamento. Premere il pulsante '+' per diminuire il suono sul lato DESTRO. Premere il pulsante '-' per diminuire il suono sul lato SINISTRO. (vedi figura (6) a destra).

Le cuffie emetteranno un segnale acustico quando il bilanciamento raggiunge il livello massimo, medio o minimo. Premere nuovamente il pulsante Bilanciamento per uscire dalla modalità di bilanciamento e tornare alla modalità normale.



Nota: se si dimentica di uscire dalla modalità di bilanciamento per più di 6 secondi, l'apparecchio tornerà automaticamente alla modalità normale.


Utilizzo del tasto MIC per la conversazione

È possibile passare dalla modalità di ascolto a quella di conversazione senza dover togliere le cuffie.

Per ascoltare o parlare con qualcuno:


1. Premere brevemente il pulsante MIC (vedere figura (7) a destra). In questo modo la sorgente audio si spegnerà e la cuffia diventerà un amplificatore attivando il microfono.
2. Per tornare all'ascolto del dispositivo audio, premere di nuovo brevemente il pulsante Mute. Il microfono verrà spento e l'audio riprenderà.

Nota: se si preme a lungo il pulsante Mute, le cuffie si spengono; è sufficiente premere di nuovo brevemente il pulsante Mute per riavviare le cuffie.



Caricamento della batteria

1. Il ricevitore delle cuffie emetterà un segnale acustico quando la batteria è quasi scarica. A questo punto ci sono circa 20 minuti di funzionamento prima che le cuffie si spengano. Ricaricare la batteria.
2. Posizionare le cuffie sulla base di ricarica (vedere la figura (8) a destra), assicurandosi che il contatto di ricarica tocchi i perni di ricarica sulla base di ricarica.
3. Il processo di ricarica parte automaticamente.
 - L'indicatore LED si illumina di rosso durante la carica.
 - Diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica.



ATTENZIONE:

La batteria non deve essere esposta a un calore eccessivo come raggi solari, fuoco ecc.

Non tentare di sostituire la batteria ricaricabile originale.

La batteria deve essere sempre completamente carica prima del primo utilizzo. Per garantire una durata accettabile della batteria ricaricabile, è necessaria una carica iniziale di 3 ore.

L'eccessiva pressione sonora di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

IMPORTANTE:

Questa unità deve essere utilizzata solo con la batteria ricaricabile incorporata. Quando si sostituisce la batteria o si smaltisce l'unità, rispettare sempre le leggi vigenti in materia di smaltimento delle batterie. Si prega di inserirle in un contenitore di smaltimento adeguato per garantire che vengano smaltite in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.



Accoppiamento di cuffie

supplementari:

Nota : È possibile accoppiare fino a 4 cuffie a ciascuna base.

Per accoppiare la base e le cuffie, accertarsi che le batterie siano completamente cariche e che la base sia collegata alla rete elettrica (per la ricarica delle cuffie, vedere la sezione "**Operazione iniziale**").

- 1 Procedere come segue:
Spegnere tutte le cuffie accoppiate.
Spegnere la base. (premendo per 3 secondi il pulsante sul retro della base).
- 2 Prendere e accendere le cuffie supplementari, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "**TONO**" e "**BILANCIAMENTO**" fino a quando il LED blu nella parte anteriore delle cuffie lampeggia velocemente, quindi rilasciare i pulsanti.




- 3** **Accendere** la base e il LED blu inizierà a lampeggiare velocemente. Quando il LED blu smette di lampeggiare e si accende, l'associazione è automaticamente completata.



Nota:

1. Dopo che le cuffie sono entrate in modalità di accoppiamento, è necessario accendere la base prima possibile (entro 20 secondi).
2. Se il processo di accoppiamento non riesce, spegnere le cuffie e la base, quindi ripetere il processo di accoppiamento.

Le cuffie supplementari possono essere caricate nel retro della base di ricarica; in questo caso, è necessario rimuovere il coperchio del retro della base di ricarica e posizionarvi le cuffie supplementari. Vedere figure (9)



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nessun suono

- Assicurarsi che l'alimentatore sia correttamente inserito nella presa di corrente e che il suo cavo sia collegato correttamente al connettore giallo 5V/1A della base di ricarica.
- Assicurarsi che le cuffie siano accese (Led blu fisso).
- Controllare lo stato di carica della batteria nelle cuffie: posizionarle nella base di ricarica e ricaricare la batteria fino a quando il LED di carica della batteria diventa verde.
- Assicurarsi che il televisore, il sistema Hi-Fi o il componente audio siano accesi e impostati su un canale che trasmette un segnale audio.
- Assicurarsi che il volume del componente audio collegato sia alzato ad almeno metà del suo volume massimo.
- L'apparecchio audio/video collegato potrebbe non essere in modalità di riproduzione. Avviare la riproduzione da parte dell'apparecchio.
- Utilizzare il pulsante + dell'auricolare per alzare il volume.

Distorsione

- È possibile che la batteria all'interno delle cuffie debba essere ricaricata. Ricaricare la batteria.
- Le cuffie potrebbero essere troppo lontane dal trasmettitore che si trova all'interno della base di ricarica. Avvicinarli.
- Il livello del segnale audio in ingresso dalla sorgente audio è troppo basso. Aumentare il volume della sorgente audio.

Pulizia e Manutenzione


Parti di ricambio - Assistenza clienti

Nota: **NON** utilizzare detergenti a base di alcol, prodotti chimici o alcolici.

Pulire la base e le cuffie con un panno umido.

Rimuovere regolarmente (vedi figura (10) a destra) e pulire i "cuscinetti auricolari" con acqua tiepida e sapone.

Vengono forniti due tipi di cuscinetti auricolari, scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.



Parti di ricambio

Le parti di ricambio sono disponibili presso il luogo di acquisto originale o chiamando il servizio di assistenza telefonica:

E-mail : help@geemarc.com

1. Cuffie supplementari
2. Cuscinetti auricolari

Per sostituire la batteria delle cuffie, contattare l'Assistenza clienti.

Assistenza clienti

Per assistenza e supporto sui prodotti, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com

GARANZIA

CE Declaration - Avvertenze sulla Batteria

Dal momento in cui il prodotto Geemarc CL7370 è stato acquistato la garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante tale periodo, tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra discrezione) sono gratuite. Se si verifica un guasto, contattare il nostro servizio d'assistenza help line o visitare il nostro sito web www.geemarc.com.

La garanzia non copre incidenti, negligenza o la rottura di una parte. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da persona che non sia un rappresentante autorizzato Geemarc. La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i diritti legali.

IMPORTANTE: LA RICEVUTA FA PARTE DELLA GARANZIA E DEVE ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA NEL CASO DI UN RECLAMO IN GARANZIA

Invitiamo a prendere nota che: La garanzia è applicabile solo in Italia.

Direttive CE

Geemarc Telecom SA dichiara con la presente che questo prodotto è compatibile con i requisiti essenziali ed altre disposizioni di rilievo della direttiva per la Strumentazione di Terminali Radio e Telecomunicazioni 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità CE può essere consultata sul sito www.geemarc.com



AVVERTENZE SULLA BATTERIA

- **NON** tentare di smontarla.
- **NON** gettare nel fuoco.
- **NON** ingerire.
- Tenere lontana dalla portata dei bambini.
- **NON** mettere in cortocircuito i terminali di contatto della batteria.
- Le batterie esaurite devono essere sostituite solo da un tecnico di assistenza Geemarc certificato.
- **Attenzione:** Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato o se viene utilizzato un tipo di batteria sbagliato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO CARATTERISTICHE



Smaltimento di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurandovi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, i quali potrebbero altrimenti essere causati da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto.


Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CARATTERISTICHE:

1. Trasmissione digitale 2,4 GHZ AFHSS (Adaptive Frequency Hopping) - Qualità audio da CD!
2. 16 canali di salto.
3. Amplificazione in ricezione: fino a 120 dBspl.
4. Risposta in frequenza: 100- 16000Hz.
5. Raggio di funzionamento fino a 25 metri dal trasmettitore.
6. Tempo di utilizzo continuo: fino a 6 ore.
7. Cariche quando servono: le cuffie si ricaricano da sole quando vengono reinserite nell'unità base.
8. Le cuffie si spengono automaticamente quando vengono reinserite nell'unità base.
9. Le cuffie si accendono automaticamente quando vengono estratte dall'unità base.
10. Jack stereo di ingresso audio da 3,5 mm nell'unità base.
11. Accesso al jack di ingresso audio digitale ottico nell'unità base (opzionale).
12. Peso: 50g.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di trasmissione	: Digitale 2.4GHz FHSS (Adaptive Frequency Hopping) - Qualità audio da CD!
Frequenza portante	: 2.4GHz
Frequenza di risposta	: 100 Hz – 16000 Hz
Canali di salto	: 16
Amplificazione ricezione	in : fino a 120 dBspl
Raggio	: Fino a 25 metri (spazio aperto)
Peso cuffie	: 50 grammi
Tensione di esercizio	: Base di ricarica: CC 5V  1.0A, 5W : Cuffie: Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V, 500 mAh
Tempo di funzionamento della batteria	: Fino a 6 ore
Potenza radiofrequenza	: <20 dbm



Para soporte de productos y ayuda, visite nuestro sitio web en **ww.geemarc.com**

E-mail : **help@geemarc.com**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Este producto está fabricado en China para Geemarc Telecom



© 27 Aprile, 2022



UGCL7370_It_v1.3

