





## **TCL 250**

**Bedienungsanleitung (DE)**  
**Operating Instructions (UK)**  
**Mode d'emploi (FR)**  
**Bedieningshandleiding (NL)**  
**Istruzioni d'uso (IT)**  
**Instrucciones de uso (ES)**  
**Bruksanvisning (SE)**  
**Manual de instruções (PT)**  
**Bruksanvisning (NO)**

# TCL 250



# TCL 250

- 1 Weck-Blitzlicht (Taschenlampe)
- 2 Anzeige „AM/PM“
- 3 Anzeige „Batterien leer“
- 4 Zeitanzeige
- 5 Weckzeiteinstellungs-Modus
- 6 Anzeige „Weckton ein“
- 7 Anzeige „Vibrationsalarm ein“
- 8 Anzeige „Weck-Blitzlicht ein“
- 9 Anzeige „Automatische Uhrzeiteinstellung aktiv“
- 10 Schlummer-/Beleuchtung-Taste
- 11 WAVE/▼-Taste
- 12 SET-Taste
- 13 AL SET/SELECT-Taste
- 14 DEMO/▲-Taste
- 15 Befestigungsöse für Trageband


## Packungsinhalt

- Wecker
- Trageband mit Clip (zur Befestigung z. B. am Kissen)
- (Stoff-) Reisetasche
- Bedienungsanleitung

# Batterien einlegen

Für den Betrieb benötigt Ihr Wecker 3 x AA Alkaline-Batterien (nicht mitgeliefert).

1. Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche.
2. Schieben Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Geräts nach unten und entfernen Sie sie.
3. Legen Sie 3 x AA Alkaline-Batterien ein. Beachten Sie die Polarität.



4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.

Hinweise:

- Häufiger Gebrauch des Vibrationsalarms, des Blitzlichtes/Taschenlampe und des lauten Wecktons beeinflussen die Batterielebensdauer entscheidend.
- Das Symbol für leere Batterien erscheint zwischen den Zeitziffern, wenn der Batteriestand niedrig ist.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den gesetzlichen Vorschriften.

## Umgebungsabhängige Empfangsqualität


Ihr Funkwecker erhält die genaue Zeit über ein Funksignal. Wie bei allen auf Funkbasis arbeitenden Geräten, kann die Empfangsfähigkeit z. B. von den folgenden Dingen betroffen sein:




- Große Entfernung zum Sender
- Berge und Täler in der Nähe
- In hohen Gebäuden
- In der Nähe von Bahn, Hochspannungskabeln etc.
- In der Nähe von Autobahn, Flughafen usw
- In der Nähe der Baustelle
- Innerhalb von Betongebäuden
- In der Nähe von Elektrogeräten
- In der Nähe von Computern und Fernsehgeräten
- Innerhalb von fahrenden Fahrzeugen
- In der Nähe großer Gegenstände aus Metall.

Platzieren Sie Ihren Wecker an einem Ort mit optimalem Signal, d. h. in der Nähe eines Fensters und möglichst entfernt von Metalloberflächen oder elektrischen Geräten.

**Hinweis:** Für besten Empfang des Zeitsignals halten Sie einen Abstand von ca. 1 m zu anderen elektronischen Geräten ein.


## Empfang des Zeitsignals

Nach dem Einlegen der Batterien beginnt der Wecker, das Funkzeitsignal zu empfangen. Die Anzeige  blinkt.

- Signal wird empfangen (Anzeige  blinkt)
- Erfolgreicher Empfang (Anzeige  leuchtet dauernd)
- Fehler beim Empfang (Anzeige  geht aus).

## Automatischer und manueller Empfang

### Automatischer Empfang

Ihr Wecker startet den automatischen Empfang jeden Tag um 01:00, 02:00 und 03:00 Uhr. Wenn das Zeitsignal nicht bis 03:00 Uhr empfangen wird, startet es den Empfang um 04:00 Uhr. Wenn es wieder fehlschlägt, startet der Empfang noch ein letztes Mal um 05:00 Uhr. Bei einem erneuten Fehlschlag startet der automatische Empfang am nächsten Tag um 01:00 Uhr. Während des Empfangs funktionieren alle Tasten mit Ausnahme der **Schlummer-/Beleuchtung**-Taste  nicht.

### Manueller Empfang

Drücken und halten Sie die **WAVE/▼**-Taste. Ihr Wecker startet den manuellen Empfang mit einem kurzen Piepton. Zum Stoppen der Funktion drücken und halten Sie die **WAVE/▼**-Taste noch einmal.

# Zeit und Schlummer-Dauer einstellen

(Standardzeit bei 0:00 und 24h-Zeitformat)

1. Drücken und halten Sie die **SET**-Taste, "00" blinken, drücken Sie ▲/▼, um die Zeitzone einzustellen (bis zu ±12 Stunden).  
"00" = GMT +1 Stunde (z. B. Deutschland)  
"01" = GMT +2 Stunden (z. B. Finnland)  
"-01" = GMT 00 Stunde (z. B. U.K.)
2. Drücken Sie erneut die **SET**-Taste, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Stunden einzustellen (halten Sie die Tasten für einen schnellen Durchlauf gedrückt).
3. Drücken Sie erneut die **SET**-Taste, die Minutenanzeige "00" blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Minuten einzustellen (halten Sie die Tasten für einen schnellen Durchlauf gedrückt).
4. Drücken Sie erneut die **SET**-Taste, im Display blinkt das Zeitformat. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Zeitformat "12Hr" oder "24Hr" auszuwählen. Wenn "12Hr" gewählt wird, erscheint die Anzeige **AM/PM**.
5. Drücken Sie erneut die **SET**-Taste, im Display blinkt "05". Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihre Schlummerzeit von 5 bis 60 Minuten auszuwählen.
6. Drücken Sie erneut die **SET**-Taste, um den Einstellmodus zu verlassen. Wenn für ca. 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellmodus automatisch beendet.

## Weckzeit einstellen

1. Drücken und halten Sie die **AL SET/SELECT**-Taste, die Anzeige **AL** erscheint und die Stundenzahlen der Weckzeit blinken. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Weckzeit in Stunden einzustellen (halten Sie die Tasten für einen schnellen Durchlauf gedrückt).
2. Drücken Sie erneut die **AL SET/SELECT**-Taste, die Minutenanzeige der Weckzeit blinken. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Minuten einzustellen (halten Sie die Tasten für einen schnellen Durchlauf gedrückt).
3. Drücken Sie erneut die **AL SET/SELECT**-Taste, die Anzeige **»S«** blinkt und das Display zeigt "**HI**" (hohe Vibrationsstärke) an. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Vibrationsstärke auszuwählen.
  - HI (hohe Vibrationsstärke)
  - LO (niedrige Vibrationsstärke).
4. Drücken Sie erneut die **AL SET/SELECT**-Taste, die Anzeige **«»** blinkt und das Display zeigt "**HI**". Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Wecktonlautstärke einzustellen.
  - LO (leise)
  - HI (laut)
5. Drücken Sie noch einmal die **AL SET/SELECT**-Taste um den Einstellmodus zu verlassen. Wenn für ca. 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellmodus automatisch beendet.




## Weckmodus einstellen

1. Drücken Sie im Normalzeit-Anzeigemodus die **AL SET/SELECT**-Taste, um den Weckmodus einzustellen. Die entsprechende Anzeige im Display leuchtet auf:  
⌘: Nur Vibration  
🔊 ⌘: Ton und Vibration  
☀️ ⌘: Blitzlicht und Vibration  
☀️ 🔊 ⌘: Blitzlicht, Ton und Vibration.
2. Drücken Sie erneut die **AL SET/SELECT**-Taste, um alle Alarmgeber auszuschalten. Alle Anzeigen ⌘, 🔊 und ☀️ sind aus.


## Wecksignal quittieren

Wenn das Wecksignal gegeben wird, blinkt die entsprechende Weckmodusanzeige. Drücken Sie einmal die **AL SET/SELECT**-Taste, um das Wecksignal zu stoppen und es für den nächsten Tag zurückzusetzen. Die entsprechende Weckmodusanzeige auf dem Display bleibt an.

## Schlummer-Funktion nutzen

Wenn das Wecksignal gegeben wird, drücken Sie die **Schlummer-/Beleuchtung**-Taste . Das Wecksignal wird vorübergehend ausgeschaltet, aber die entsprechende Weckmodusanzeige blinkt weiter. Das Wecksignal wird nach Ablauf der eingestellten Schlummerzeit wieder eingeschaltet.


## Beleuchtung einschalten

Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige kurz die **Schlummer-/Beleuchtung**-Taste , um die Display-Beleuchtung für 5 s einzuschalten. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Gerät gerade ein Wecksignal ausgibt.

## Demo-Modus


Drücken und halten Sie die **▲/DEMO**-Taste für ca. 2 Sekunden. Ton, Vibration und Blitzlicht werden ausgelöst.

## Taschenlampe einschalten

Drücken und halten Sie während der normalen Zeitanzeige die **Schlummer-/Beleuchtung**-Taste , um die Taschenlampe einzuschalten.

Zum Ausschalten drücken und halten Sie die **Schlummer-/Beleuchtung**-Taste  noch einmal.

## Batteriezustands-Anzeige

Wenn der Batteriestand niedrig ist, werden die Vibrationsstärke, der Alarmton und die Helligkeit reduziert. Das -Symbol erscheint zwischen den Zeitziffern. Ersetzen Sie die Batterien durch neue AA-Alkaline-Batterien.

# Technische Daten / Funktionen

Funktionen: Uhr, Wecker

Weck-Modi: Weckton, Vibration, Blitzlicht

Batterien (nicht mitgeliefert): 3 x AA

## Spezifikationen

RCC-Frequenz	77,5 kHz
Alarmdauer	1 Minute
Schlummerzeit	5 bis 60 Minuten

Grundeinstellungen:

Zeitformat	24 Stunden
Zeit	0:00
Wecker	6:00 (AM)
Wecktonlautstärke und Vibrationsstärke	HI
Schlummerdauer	05 (5 Minuten)

## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche, und schützen Sie es von direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit.
- Schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser.
- Schützen Sie Ihre Möbel, wenn Sie das Gerät auf eine lackierte Holzoberfläche stellen. Zur Vermeidung von Abdrücken der Gummifüße legen Sie ggf. eine rutschfest Unterlage zwischen das Gerät und die Möbeloberfläche.

## Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers. Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



## Pflegehinweise

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das nur mit milder Seife und Wasser angefeuchtet wurde. Stärkere Mittel wie Benzin oder scharfe Reinigungsmittel können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum, z. B. einen Monat oder länger, nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden. Sollte das Batteriefach korrodiert oder verschmutzt sein, reinigen Sie das Fach gründlich und tauschen Sie die Batterien aus.

## **Fehlerbeseitigung**

Wenn Ihr Wecker nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder eine falsche Zeit anzeigt, was möglicherweise durch elektrostatische Aufladung oder entladene Batterien verursacht wird, entfernen Sie die Batterien Ihres Weckers. Warten Sie einige Minuten, setzen Sie dann die Batterien wieder ein oder ersetzen Sie sie durch neue Batterien.

Der Wecker wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen ihn erneut einstellen.

## **Garantie**

AMPLICOMMS - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

## **Service-Hotline**

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.



## **Konformitätserklärung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 2014/53/EU. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Internetseite

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.

# TCL 250

- 1 Flash/strobe light
- 2 Indicator "AM/PM"
- 3 Indicator "Low battery"
- 4 Time
- 5 Alarm Set Mode
- 6 Indicator "Sound alarm on"
- 7 Indicator "Shaker alarm on"
- 8 Indicator "Flash/strobe light alarm on"
- 9 Indicator "Radio controlled signal reception"
- 10 Snooze/backlight button
- 11 WAVE/▼ button
- 12 SET button
- 13 AL SET/SELECT button
- 14 DEMO/▲ button
- 15 Fixing eyelet for lanyard

## Box contents


- Alarm clock
- Lanyard with clamp (for attachment eg to the pillow)
- (fabric) travel pouch
- User guide



## Insert batteries

To operate, your alarm clock requires 3 x AA alkaline batteries (not included).

1. Lay the device face down on a soft, flat surface.
2. Slide down the battery cover on the bottom of the device and remove it.
3. Insert 3 x AA alkaline batteries by observing the correct polarity marks "+" and "-" in the battery compartment.



4. Replace the battery cover.

Notes:

- Frequent use of the vibration alarm, strobe light / flashlight, and loud alarm will significantly affect battery life.
- The empty battery icon appears between the time digits when the battery is low.
- Dispose of used batteries according to the instructions.

## Environmental reception effects

Your radio controlled clock obtains the accurate time with wireless technology. Same as all wireless devices, the receiving ability maybe affected by, but not limited to, the following circumstances:



- Long transmitting distance
- Nearby mountains and valleys
- Among tall buildings
- Near railway, high voltage cable etc.
- Near freeway, airport, etc
- Near construction site
- Inside concrete buildings
- Near electrical appliances
- Near computers and TV's
- Inside moving vehicles
- Near metallic structures.

Place your clock at a location with optimal signal, i.e. close to a window and away from metal surfaces or electrical appliances.

**Note:** please keep your clock one meter / three feet away from any other electronics for best DCF / MSF reception.

## Radio controlled time signal reception

After your clock is powered up, it starts to receive radio controlled time signal. The  indicator flashes.

- Receiving signal ( indicator flashing)
- Successful reception ( indicator becomes static)
- Failed reception ( indicator disappear).

## Automatic reception and manual reception

### Automatic reception

Your clock starts automatic reception everyday at 1:00, 2:00, and 3:00. If it fails to receive the radio controlled time signal at 3:00, it will start reception at 4:00. If it fails again, it will start reception at 5:00. If it fails again, it will start automatic reception at 1:00 again in the next day.

During reception, all buttons do not function except the

 button.

### Manual reception


Simply press and hold **WAVE/▼** to enter manual setting mode. Your alarm clock will start manual reception with a short beep. To stop the function, press and hold the **WAVE/▼** button again.

## To set time and the snooze duration

(default time at 0:00 and 24Hr time format)

1. Press and hold down **SET**, "00" flash, press ▲/▼ to set the time zone (up to ±12 hours).  
"00" = GMT +1 hour (e.g. Germany)  
"01" = GMT +2 hours (e.g. Finland)  
"-01" = GMT 00 hour (e.g. U.K.)
2. Press **SET** again, the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the time in hours (hold ▲/▼ to advance rapidly).
3. Press **SET** again, the minute digits "00" flash. Press ▲ or ▼ to set the time in minutes (hold ▲/▼ to advance rapidly).
4. Press **SET** again, the display shows time format and flashes. Press ▲ or ▼ to select "12HR" or "24Hr" time format.  
If "12Hr" is selected, the **AM/PM** indicator will appear.
5. Press **SET** again, the display shows "05" and flashes. Press ▲ or ▼ to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
6. Press **SET** once again or no button around 10 seconds to exit the setting mode.

## To set the alarm

1. Press and hold **AL SET/SELECT**, the **AL** indicator appears and the alarm's hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm in hours (hold ▲/▼ to advance rapidly).
2. Press **AL SET/SELECT** once again, the alarm's minute digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm in minutes (hold ▲/▼ to advance rapidly).
3. Press **AL SET/SELECT** again, the «**S**» indicator flashes and the LCD displays "HI" (vibration at HI level). Press ▲ or ▼ to select the vibration level.
  - HI (strong vibration level)
  - LO (soft vibration level)
4. Press **AL SET/SELECT** once again, the  indicator flashes and the LCD displays "HI". Press ▲ or ▼ to select the alarm tone volume.
  - LO (soft)
  - HI (loud)
5. Press **AL SET/SELECT** once again or no button around 10 seconds to exit the alarm setting mode.

## To select the alarm mode

- At normal time display mode, press **AL SET/SELECT** one at a time to activate the alarm(s), the corresponding alarm indicator(s) in the display will be on:
  - »**S**»: only shaker alarm is activated
  - »**S**»**🔊**: both sound and shaker alarm are activated
  - »**S**»**☀️**: both strobe light and shaker alarm are activated
  - »**S**»**🔊**»**☀️**: strobe light, sound and shaker alarm are activated.
- Press **AL SET/SELECT** once more to turn off all the alarms, all »**S**», »**🔊**» and »**☀️**» alarm indicators disappear.


## To stop and reset the alarm

When alarm is sounding, the corresponding alarm indicator flashes. Press **AL SET/SELECT** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, the corresponding alarm indicator stays on the display.

## To use snooze

When alarm is sounding, press **Zz • ☀️** once, the alarm will be stopped temporarily and the corresponding alarm indicator keeps flashing. Alarm will come on again after the set snooze duration is over.


## To use the backlight


During the normal time display, briefly press  to turn on the display backlight for 5 seconds. This function is not available when the device is currently giving a wake-up signal.

## To use the demo mode


Press and hold the **▲/DEMO** button for 2 seconds to trigger the buzzer, stroke light and shaker.

## To use the flashlight

During normal time display, press and hold  to turn on the flashlight.

To turn it off, press and hold  again.

## Battery status indicator

When the battery level is low, the vibration level, alarm tone and brightness are reduced. The symbol  appears between the time digits. Replace the batteries with new AA alkaline batteries.

## Technical data / features

Functions: Clock, Alarm clock

Alarm modes: Buzzer, Vibration, Strobe light

Batteries (not included): 3 x AA

## Specifications

RCC Frequency	77.5 KHz
Alarm duration	1 minute
Snooze duration	5 to 60 minutes
Default settings:	
Time format	24 hour
Time	0:00
Alarm	6:00 (AM)
Alarm and shaker level	HI
Snooze duration	05 (5 minutes)

## Safety Information

- Read this manual carefully and keep it for future reference.
- Place your device on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
- Protect the device from dripping or spraying water.
- Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.



## Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods properly in accordance with the applicable legal regulations. The symbol on this product indicates that electrical and electronic apparatus must be disposed of separately from domestic waste at suitable collection points provided by the public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



## Maintenance

- Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit.
- If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.

## Troubleshooting

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, possibly due to electrostatic charge or discharged batteries, remove the batteries of your alarm clock. Wait a few minutes, then reinsert the batteries or replace them with new batteries.

The alarm clock will reset to factory settings and you will need to reset it.

## Guarantee

AMPLICOMMS equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble free functioning and a long service life.

The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. The terms of the guarantee do not apply to the rechargeable batteries or power packs used in the products. All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee.

In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence or intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period of guarantee, please return to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOMMS equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

Two years after the purchase of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

## **Helpline**

If you need some help and you're in the UK, please call us on 0844 800 6503 (using an UK landline, at the time of going to print: calls cost 6p for connection charge and then 5p a minute. Mobile costs may vary). Lines are open Monday to Friday, 9am to 5pm, excluding public holidays. If you've a claim on your 2-year guarantee, please contact your supplier.

## Declaration of conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 2014/53/EU.



Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our website

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.

# TCL 250

- 1 Flash réveil (Lampe de poche)
- 2 Affichage « AM/PM »
- 3 Affichage « Batteries déchargées »
- 4 Affichage de l'heure
- 5 Mode réglage de l'alarme
- 6 Affichage « Sonnerie du réveil ON »
- 7 Affichage « Vibreur ON »
- 8 Affichage « Flash réveil ON »
- 9 Affichage « Réglage automatique de l'heure activé »
- 10 Touche Répétition/éclairage
- 11 Touche WAVE/▼
- 12 Touche SET
- 13 Touche AL SET/SELECT
- 14 Touche DEMO/▲
- 15 Point d'attache pour dragonne


## Contenu de l'emballage

- Réveil
- Dragonne avec Clip (pour fixer par exemple à l'oreiller)
- Housse de transport (en tissu)
- Mode d'emploi

## Insérer les batteries

Pour un bon fonctionnement, votre réveil a besoin de 3 piles alcalines AA (non fournies).

1. Placez l'appareil face vers le bas sur une surface douce et plane.
2. Faites glisser vers le bas le couvercle du compartiment à piles en dessous de l'appareil et retirez-le.
3. Insérez 3 piles alcalines AA. Respecter la polarité.



4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles.

Indications :

- L'utilisation fréquente de l'alarme vibrante, du flash/ de la lampe de poche et de la tonalité d'alarme forte aura un impact significatif sur la durée de vie de la batterie.
- L'icône de pile vide apparaît entre les chiffres de l'heure lorsque le niveau de la pile est faible.
- Disposez des piles usagées selon les règlements locaux.

## Qualité de réception dépendante de l'environnement

Votre réveil radio reçoit l'heure exacte via un signal radio.


Comme sur tous les appareils fonctionnant par radio, la capacité de réception peut être altérée dans différentes circonstances :




- Grand distance de l'émetteur
- Montagnes et vallées à proximité
- A l'intérieur de grands bâtiments
- A proximité des chemins de fer, de câbles haute tension etc.
- A proximité de l'autoroute, de l'aéroport, etc.
- A proximité d'un chantier
- A l'intérieur de bâtiments de béton
- A proximité d'appareils électroniques
- A proximité d'ordinateurs et de téléviseurs
- A l'intérieur de véhicules roulants
- A proximité d'objets métalliques.

Placez votre réveil à un endroit où le signal est optimal, c. à d. à proximité d'une fenêtre et le plus loin possible de surfaces métalliques ou d'appareils électriques.

**Remarque** : Pour la meilleure réception possible du signal de l'heure, respecter une distance d'env. 1 m avec d'autres appareils électroniques.

## Réception du signal de l'heure

Après avoir insérer les piles, le réveil commence à recevoir le signal radio de l'heure. L'affichage  clignote.

- Le signal est reçu (l'affichage  clignote)
- Réception réussie (l'affichage  brille en permanence)
- Mauvaise réception (l'affichage  s'éteint).

## Réception automatique et manuelle

### Réception automatique

Votre réveil démarre la réception automatique chaque jour à 1h, 2h, 3h. Si le signal de l'heure n'est pas reçu avant 3h, il commence la réception à 4h. En cas de nouvel échec, la réception commence une dernière fois à 5h. En cas de nouvel échec, la réception automatique démarre à nouveau le jour suivant à 1h.

Toutes les touches ne fonctionnent pas pendant la réception à l'exception de la touche **Répétition/éclairage**  .

### Réception manuelle

Appuyez et maintenez appuyée la touche **WAVE/▼**, votre réveil démarre la réception manuelle avec un bip court. Pour arrêter la fonction, appuyez et maintenez enfoncée la touche **WAVE/▼** encore une fois.



# Réglage de l'heure et durée de la répétition

(format de l'heure standard 0:00 et 24h)

1. Appuyez et maintenir appuyée la touche **SET**, « 00 » clignote, appuyez sur ▲/▼ pour régler le fuseau horaire (jusqu'à ±12 heures).  
« 00 » = GMT +1 heure (par ex. France)  
« 01 » = GMT +2 heures (par ex. Finlande)  
« -01 » = GMT 00 heure (par ex. U.K.)
2. Appuyez à nouveau sur la touche **SET**, les chiffres des heures clignotent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les heures (maintenez les touches appuyées pour un passage rapide).
3. Appuyez à nouveau sur la touche **SET**, les minutes « 00 » clignotent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les minutes (maintenez les touches appuyées pour un passage rapide).
4. Appuyez à nouveau sur la touche **SET**, format de l'heure clignote sur l'écran. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format « 12Hr » ou « 24Hr ».  
Si vous choisissez « 12Hr », apparait l'affichage **AM/PM**.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **SET**, « 05 » clignote sur l'écran. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée de la répétition de 5 à 60 minutes.
6. Appuyez à nouveau sur la touche **SET** pour quitter le mode de réglage. Si aucune touche n'est activée












pendant env. 10 secondes, le mode de réglage est quitté automatiquement.

## Réglage de la sonnerie du réveil

1. Appuyez et maintenir appuyée la touche **AL SET/SELECT**, **AL** s'affiche et les chiffres de l'heure de réveil clignotent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les heures (maintenez les touches appuyées pour un passage rapide).
2. Appuyez à nouveau sur la touche **AL SET/SELECT**, les minutes de l'heure de réveil clignotent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les minutes (maintenez les touches appuyées pour un passage rapide).
3. Appuyez à nouveau sur la touche **AL SET/SELECT**, l'affichage «**S**» clignote et «**HI**» (fortes vibrations) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'intensité des vibrations.
  - HI (fortes vibrations)
  - LO (faibles vibrations).
4. Appuyez encore une fois sur la touche **AL SET/SELECT**, l'affichage «**»**» clignote et «**HI**» apparaît sur l'écran. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le volume de l'alarme.
  - LO (bas)
  - HI (fort)
5. Appuyez encore une fois sur la touche **AL SET/SELECT** pour quitter le mode de réglage. Si aucune

touche n'est appuyée pendant env. 10 secondes, le mode de réglage est quitté automatiquement.



## Réglage du mode d'alarme

1. Appuyez sur la touche **AL SET/SELECT** en mode d'affichage de l'heure normale pour régler le mode de réveil. L'affichage correspondant s'allume sur l'écran :  
»»: uniquement vibration  
»»»: son et vibration  
»»»: flash et vibration  
»»»»: flash, son et vibration.
2. Appuyez à nouveau sur **AL SET/SELECT** pour éteindre l'émetteur d'alarme. Toutes les affichages »», »» et »» sont éteints.


## Quitter le signal d'alarme

Quand le signal d'alarme est émi, le voyant du mode de réveil correspondant clignote. Appuyez une fois sur la touche **AL SET/SELECT** pour arrêter le signal d'alarme et le réinitialiser pour le lendemain. Le voyant du mode de réveil correspondant reste allumé sur l'écran.

## Utiliser la fonction de répétition

Quand le signal d'alarme est émis, appuyez sur la touche **Répétition/éclairage**  . Le signal d'alarme est arrêté provisoirement, mais le voyant du modus de réveil correspondant continue de clignoter. Le signal d'alarme est réactivé après écoulement de la durée de répétition réglée.


## Activer l'éclairage


Pendant l'affichage normal de l'heure, appuyez brièvement sur la touche **Répétition/éclairage**  pour allumer l'éclairage de l'écran pendant 5 secondes. Cette fonction n'est pas disponible quand l'appareil est en train d'émettre un signal d'alarme.

## Mode démo


Appuyez sur la touche **▲/DEMO** et maintenez-la appuyée pendant env. 2 secondes. Le son, le vibreur et le flash sont déclenchés.

## Allumer la lampe de poche

Pendant l'affichage normal de l'heure, appuyez et maintenez enfoncée le bouton **Répétition/éclairage**  pour allumer la lampe de poche.

Pour éteindre, appuyez de nouveau sur la touche **Répétition/éclairage**  et maintenez-la enfoncée.

## Indicateur d'état de la batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible, le niveau de vibration, la tonalité de l'alarme et la luminosité sont réduits. Le symbole  apparaît entre les chiffres de l'heure. Veuillez remplacer les piles par des piles alcalines AA neuves.

## Caractéristiques techniques / Fonctions

Fonctions : heure, réveil

Mode réveil : sonnerie, vibration, flash

Piles (non livré) : 3 x AA

### Spécifications

Fréquence RCC 77,5 kHz

Durée de la sonnerie 1 minute

Durée de la répétition 5 à 60 minutes

Réglages de base :

Format de l'heure 24 heures

Heure 0:00

Réveil 6:00 (AM)

Volume et puissance

des vibrations HI

Durée des répétitions 05 (5 minutes)

### Consignes de sécurité

- Lisez soigneusement ce mode d'emploi et conservez-le bien pour une consultation ultérieure.
- Placez l'appareil sur une surface stable et protégez-le du rayonnement direct du soleil ou d'une chaleur ou humidité excessive.
- Protégez l'appareil contre les gouttes et les éclaboussures.
- Protégez vos meubles si vous placez l'appareil sur une surface en bois laquée. Pour éviter les empreintes des pieds en caoutchouc, placez le cas échéant une base antidérapante entre l'appareil et la surface du meuble.

## Élimination

La loi vous oblige à éliminer de manière appropriée les biens de consommation. L'icône ci-contre sur votre appareil signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Éliminez les appareils électriques ou électroniques dans le centre de collecte d'un organisme approprié d'élimination des déchets. Éliminez les piles auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui mettent à votre disposition les collecteurs appropriés.



## Remarques d'entretien

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humidifié uniquement avec du savon et de l'eau. Des produits plus puissants, comme l'essence ou des nettoyeurs corrosifs peuvent endommager la surface de l'appareil.
- Pour éviter un éventuel écoulement, retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, par ex. un mois ou plus. Si le compartiment à piles est corrodé ou encrassé, bien nettoyez le compartiment et remplacer les piles.

## **Élimination des défauts**

Si votre réveil ne fonctionne plus correctement ou si une heure erronée indique ce qui peut être causé par une charge électrostatique ou des batteries déchargées, retirez les batteries de votre réveil. Attendez quelques minutes, puis réinstallez les piles ou remplacez-les par des piles neuves. Les paramètres d'usine du réveil sont réinitialisés et vous devez les régler à nouveau.

## **Garantie**

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Les matériaux choisis et la haute technologie assurent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie. La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à la pile rechargeable standard ou aux packs de piles rechargeables utilisés dans le produit.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des erreurs de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement. La garantie expire en cas d'interventions de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages engendrés par une manipulation ou une utilisation inadéquate, par un mauvais emplacement ou rangement, par un raccordement ou une installation inadéquate ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres influences extérieures ne sont pas inclus dans la prestation de garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses ou

d'échanger l'appareil. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Tout droit de prétention à des dédommagements est exclu, sauf si ce dommage est basé sur une préméditation ou une négligence grave du fabricant. Si votre appareil comporte cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS en présentant votre bon d'achat. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. A l'échéance des deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les législations en matière de garantie ne sont plus applicables.

## **Hotline de service**

En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site internet :

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur. La période de garantie est de 2 ans.



## Déclaration de conformité

Cet appareil remplit les exigences

figurant dans la directive européenne:

2014/53/EU. La conformité avec la directive mentionnée

ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE. Pour

obtenir la déclaration intégrale de conformité, veuillez la

télécharger gratuitement sur notre site Internet

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.



# TCL 250

- 1 Weklicht (zaklamp)
- 2 Indicator "AM/PM"
- 3 Indicator "Batterijen leeg"
- 4 Tijdsweergave
- 5 Wektijd-instelmodus
- 6 Indicator "Wektoon aan"
- 7 Indicator "Trilalarm aan"
- 8 Indicator "Weklicht aan"
- 9 Indicator "Automatische tijdinstelling aan"
- 10 Sluimer-/verlichtingtoets
- 11 WAVE/▼-toets
- 12 SET-toets
- 13 AL SET/SELECT-toets
- 14 DEMO/▲-toets
- 15 Bevestigingssoog voor draagriem


## Verpakkingsinhoud

- Wekker
- Draagriem met clip (voor bevestiging aan bv. een kussen)
- (Textielen) reis-etui
- Handleiding

## Batterijen inleggen

Uw wekker werkt op 3 x AA alkaline-batterijen (niet meegeleverd).

1. Leg het apparaat met de voorkant naar onderen op een zacht, horizontaal oppervlak.
2. Schuif het batterijdeksel aan de onderkant van het apparaat naar onderen en verwijder het.
3. Leg 3 x AA alkaline-batterijen in het vak. Zorg daarbij voor de juiste polariteit.



4. Bevestig het batterijdeksel weer.

Opmerking:

- Regelmatig gebruik van het tril-alarm, het flitslicht/de zaklamp en de luide wektoon kan de levensduur van de batterij aanzienlijk aantasten.
- Het pictogram voor lege batterijen verschijnt, wanneer de batterij bijna leeg is, tussen de cijfers van de tijd.
- Voer verbruikte batterijen af volgens de wettelijke voorschriften.

## Ontvangstkwaliteit afhankelijk van omgeving

Uw radiowekker ontvangt de correcte tijd via een radiosignaal.


Zoals bij alle radiogestuurde apparaten kan de ontvangst worden aangetast door zaken zoals:



- grote afstand tot de zender;
- bergen en dalen in de omgeving;
- hoge gebouwen;
- spoorlijnen, hoogspanningskabels enz.;
- autosnelwegen, luchthavens enz.;
- bouwplaatsen in de omgeving;
- betongebouwen;
- elektrische apparaten;
- computers en televisietoestellen;
- rijdende voertuigen;
- In de buurt van metalen voorwerpen.

Plaats de wekker op een plek met optimaal signaal, m.a.w. in de buurt van een venster en uit de buurt van metalen oppervlakken of elektrische toestellen.

**Opmerking:** Voor een optimale ontvangst van het tijdsignaal bewaart u een afstand van ongeveer 1 meter tot andere elektronische apparaten.

## Ontvangst van het tijdsignaal

Nadat u de batterijen in het apparaat hebt gelegd, begint hij het radiosignaal te ontvangen. Het indicator  knippert.

- Het signaal wordt ontvangen (indicator  knippert)
- Correcte ontvangst (indicator  brandt zonder knipperen)
- Fout bij ontvangst (indicator  gaat uit).

## Automatische en handmatige ontvangst

### Automatische ontvangst

Uw wekker start de automatische ontvangst elke dag om 01:00, 02:00 en 03:00 uur. Als het signaal niet voor 03:00 uur ontvangen is, dan start de ontvangst om 04:00 uur.

Wanneer ook dat mislukt, wordt de ontvangst een laatste maal om 05:00 uur opgestart. Als ook dat mislukt, dan begint de automatische ontvangst de volgende dag om 01:00 uur.

Tijdens het ontvangen van het tijdsignaal werken de toetsen niet, behalve de **Sluimer-/verlichtingknop**  .

### Handmatige ontvangst

Hou de **WAVE/▼**-toets ingedrukt. Uw wekker begint met de handmatige ontvangst met een korte pieptoon. Om de functie te stoppen, houdt u de **WAVE/▼**-toets opnieuw ingedrukt.

# De tijd en sluimerduur instellen












(standaardtijd bij 0:00 en 24u-tijdformaat)

1. Houd de **SET**-toets ingedrukt; "00" knippert nu. Druk op ▲/▼ om de tijdzone in te stellen (tot ±12 uur).  
"00" = GMT +1 uur ( bv. Duitsland)  
"01" = GMT +2 uur ( bv. Finland)  
"-01" = GMT 00 uur ( bv. Verenigd Koninkrijk)
2. Druk opnieuw op de **SET**-toets en de uren cijfers knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het uur in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).
3. Druk opnieuw op de **SET**-toets en de minutencijfers "00" knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).
4. Druk opnieuw op de **SET**-toets en in de display knippert het tijdformaat. Druk op ▲ of ▼ om het tijdformaat "12Hr" of "24Hr" te selecteren. Als u "12Hr" selecteert, dan verschijnt de weergave **AM/PM**.
5. Druk opnieuw op de **SET**-toets en in de display knippert "05". Druk op ▲ of ▼ om de sluimertijd in te stellen tussen 5 en 60 minuten.
6. Druk opnieuw op de **SET**-toets om de instelmodus te verlaten. Wanneer u ongeveer 10 seconden geen enkele toets indrukt, schakelt de instelmodus automatisch uit.

## De wektijd instellen

1. Houd de **AL SET/SELECT**-toets ingedrukt; het indicator **AL** verschijnt en de uurnummers van de wektijd beginnen te knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het uur van de wektijd in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).
2. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets en de minutencijfers van de wektijd knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).
3. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets, de indicator »S« knippert en in de display verschijnt "HI" (hoge trilling). Druk op ▲ of ▼ om de trilsterkte te selecteren.
  - HI (sterke trilling)
  - LO (zwakke trilling).
4. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets, de indicator «») knippert en in de display verschijnt "HI". Druk op ▲ of ▼ om het volume van de wekker in te stellen.
  - LO (zacht)
  - HI (luid)
5. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets om de instelmodus te verlaten. Wanneer u ongeveer 10 seconden geen enkele toets indrukt, schakelt de instelmodus automatisch uit.


## De wekmodus instellen

1. Druk, met de normale tijdsweergave in de display, op de **AL SET/SELECT**-toets om de wekmodus in te stellen. Het desbetreffende indicator in de display begint te branden:
  - »»: Alleen trilling
  -  »»: Wektoon en trilling
  -  »»: Weklicht en trilling
  -   »»: Weklicht, wektoon en trilling.
2. Druk opnieuw op de **AL SET/SELECT**-toets om alle weksignalen uit te schakelen. Alle indicators, »,  en  zijn uit.

## Weksignaal stoppen


Wanneer het weksignaal wordt gegeven, knippert de bijbehorende wekmodusindicator. Druk eenmaal op de **AL SET/SELECT**-toets om het weksignaal te stoppen en het opnieuw in te stellen voor de volgende dag. De desbetreffende wekmodusweergave in de display blijft aan.

## De sluimerfunctie gebruiken

Wanneer het weksignaal wordt gegeven, drukt u op de **Sluimer-/verlichtingknop** . Het weksignaal wordt nu tijdelijk stopgezet, maar de desbetreffende wekmodusweergave blijft knipperen. Na het verlopen van de ingestelde sluitertijd wordt het weksignaal opnieuw.



## Verlichting inschakelen

Druk tijdens normale tijdsweergave kort op de **Sluimer-/verlichtingknop**  om de display-verlichting 5 seconden in te schakelen. Deze functie is niet beschikbaar wanneer de wekker net een weksignaal geeft.

## Demo-modus


Houd de **▲/DEMO**-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt. Het signaal, de trilling en het flitslicht worden nu geactiveerd.

## Zaklamp inschakelen

Houd tijdens normale tijdsweergave de **Sluimer-/verlichtingknop**  ingedrukt op de zaklamp in te schakelen.

Om de zaklamp uit te schakelen, houdt u de **Sluimer-/verlichtingknop**  opnieuw ingedrukt.

## Indicator batterijpeil

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt de trilsterkte, de wektoon en de helderheid gereduceerd. Het pictogram  verschijnt tussen de cijfers van de tijd. Vervang de batterijen door nieuwe AA-alkaline-batterijen.

# Technische specificaties/functies

Functies:	tijd, wekker
Wekmodus:	Weklicht, wektoon en trilling
Batterijen (niet inbegrepen):	3 x AA

## Specificaties

RCC-frequentie	77,5 kHz
Alarmtijd	1 minute
Sluimertijd	5 tot 60 minuten
Basisinstellingen:	
Tijdformaat	24 uur
Tijd	0:00
Wekker	6:00 (AM)
Wektoonvolume en Trilsterkte	HI
Sluimertijd	05 (5 minuten)

## Veiligheidsaanwijzingen

- Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstige naslag.
- Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond en bescherm het tegen direct zonlicht en overmatige hitte of vocht.
- Bescherm het apparaat tegen druppels en spatwater.
- Bescherm uw meubelstuk wanneer u het apparaat op het geverfde houtoppervlak van een meubelstuk zet. Om afdrukken van de rubbervoeten te voorkomen, legt u indien nodig een slipvaste onderlegger tussen het apparaat en het meubel.

## Afvalverwijdering

U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op geschikte wijze af te voeren. Het symbool hiernaast, dat zich ook op de telefoon bevindt, betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Elektrische of elektronische apparaten dient u in te leveren bij een verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder. Batterijen levert u in bij uw winkelier of bij bevoegde verzamelpunten die daarvoor een geschikte container ter beschikking stellen. De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.



## Onderhoud

- Reinig het apparaat met een zachte doek dat uitsluitend met een zacht sopje vochtig gemaakt is.. Sterkere middelen zoals benzine of scherpe schoonmaakproducten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Wanneer u het apparaat langere tijd, bv. een maand of langer, niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen, om te voorkomen dat de batterijen uitlopen. Als het batterijvak verroest of vuil is, reinig het vak dan grondig en vervang de batterijen.

## Storingen oplossen

Wanneer uw wekker niet meer correct werkt of een verkeerde tijd weergeeft, wat mogelijk door elektrostatische ontlading of lege batterijen wordt veroorzaakt, verwijder dan de batterijen van uw wekker. Wacht enkele minuten en leg de batterijen er weer in, of leg er nieuwe batterijen in. De wekker is nu terug in de uitgeleverde toestand gezet en u moet hem opnieuw instellen.

## Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur.

De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in het product. Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie. Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen

goedduken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant.

Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de garantierechten.

## **Servicehotline**

In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer daarvan vindt u op onze website [\*\*www.amplicomms.com\*\*](http://www.amplicomms.com)

Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw handelaar. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.

# Conformiteitsverklaring



Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn: 2014/53/EU. De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.

# TCL 250

- 1 Flash sveglia (torcia)
- 2 Icona "AM/PM"
- 3 Indicatore "Batterie vuote"
- 4 Indicazione dell'ora
- 5 Modalità di impostazione dell'ora di sveglia
- 6 Icona "suoneria sveglia attiva"
- 7 Icona "allarme a vibrazione attivo"
- 8 Icona "flash sveglia attivo"
- 9 Icona "impostazione automatica dell'ora attiva"
- 10 Tasto snooze/illuminazione
- 11 Tasto WAVE/▼
- 12 Tasto - SET
- 13 Tasto AL SET/SELECT
- 14 Tasto DEMO/▲
- 15 Occhiello di fissaggio per cinghia


## Contenuto del pacchetto

- Sveglia
- Cinghia con clip (ad es. per fissare al cuscino)
- Borsa da viaggio (in tessuto)
- Istruzioni per l'uso

## Inserimento delle batterie

Per l'uso della sveglia servono 3 batterie alcaline AA (non fornite).

1. Posizionare l'apparecchio con la parte anteriore verso il basso su una superficie piana e morbida.
2. Far scorrere il coperchio della batteria sul lato inferiore dell'apparecchio verso il basso e rimuoverlo.
3. Quindi inserire 3 batterie alcaline AA. Rispettare la polarità.



4. Reinscrivere il coperchio delle batterie.

### Avvertenze:

- Un uso frequente dell'allarme di vibrazione, del flash/torcia e del tono di allarme ad alto volume influisce sulla durata della batteria in modo significativo.
- Il simbolo della batteria vuota compare tra le cifre dell'ora se il livello della batteria è basso.
- Smaltire le batterie usate secondo le disposizioni di legge.



## Qualità della ricezione dipendente dalle condizioni ambientali

La sveglia radiocontrollata riceve l'ora esatta tramite un segnale radio. Come per tutti gli apparecchi basati su segnali radio, la capacità di ricezione può essere influenzata p.es. dai seguenti fattori:




- grande distanza dall'emittente
- montagne e valli nelle vicinanze
- all'interno di edifici elevati
- nelle vicinanze di stazioni, cavi dell'alta tensione, ecc.
- nelle vicinanze di autostrade, aeroporti, ecc.
- nelle vicinanze di un cantiere edile
- all'interno di edifici in calcestruzzo
- nelle vicinanze di apparecchi elettrici
- nelle vicinanze di computer e televisori
- all'interno di autoveicoli in movimento
- nelle vicinanze di grossi oggetti in metallo.

Posizionare la sveglia dove ci sia un ottimo segnale, vale a dire vicino a una finestra e possibilmente lontano da superfici metalliche o apparecchi elettrici.

**Nota:** per una migliore ricezione del segnale orario, tenere una distanza di circa 1 m da altri apparecchi elettronici.

## Ricezione del segnale orario

Dopo aver inserito le batterie, la sveglia incomincia a ricevere il segnale radio orario. L' icona  lampeggia.

- SII segnale viene ricevuto (l' icona  lampeggia)
- Ricezione avvenuta (l' icona  si illumina costantemente)
- Errore nella ricezione (l' icona  si spegne).

## Ricezione automatica e manuale

### Ricezione automatica

La sveglia avvia la ricezione automatica ogni giorno alle ore 01:00, alle 02:00 e alle 03:00. Se il segnale orario non è stato ricevuto entro le ore 03:00, la ricezione viene nuovamente avviata alle ore 04:00. In caso di ulteriore fallimento, la ricezione riparte un'ultima volta alle ore 05:00. In caso la ricezione fallisca nuovamente, ripartirà automaticamente alle ore 01:00 del giorno successivo.

Durante la ricezione non funziona alcun tasto a eccezione del tasto **Snooze/illuminazione** .

### Ricezione manuale

Premere e tenere premuto il tasto **WAVE/▼**, la sveglia avvierà la ricezione manuale con un bip breve. Per fermare la funzione premere ancora una volta e tenere premuto il tasto **WAVE/▼**.

# Impostazione dell'ora e della durata della funzione "snooze"












(ora standard alle 0:00 e formato dell'ora 24h)

1. Premere e tenere premuto il tasto **SET**, lampeggiano le cifre "00", premere ▲/▼ per impostare il fuso orario (fino a ± 12 ore).  
"00" = GMT +1 ora (p.es. Italia)  
"01" = GMT +2 ore (p.es. Finlandia)  
"-01" = GMT 00 ora (p.es. UK)
2. Premere nuovamente il tasto **SET**, lampeggerà la cifra dell'ora. Premere ▲ oppure ▼ per impostare l'ora (tenere premuti i tasti per uno scorrimento veloce).
3. Premere nuovamente il tasto **SET**, lampeggerà l'indicazione dei minuti "00". Premere ▲ oppure ▼ per impostare i minuti (tenere premuti i tasti per uno scorrimento veloce).
4. Premere nuovamente il tasto **SET**, sul display lampeggia il formato dell'ora. Premere ▲ oppure ▼ per selezionare il formato "12hr" o "24hr". Se si seleziona "12hr", compare l'indicatore **AM/PM**.
5. Premere nuovamente il tasto **SET**, sul display lampeggia "05". Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una durata di "snooze" compresa fra 5 e 60 minuti.
6. Premere nuovamente il tasto **SET** per uscire dalla modalità di impostazione. Se per circa 10 secondi non viene premuto alcun tasto, la modalità di impostazione si chiuderà automaticamente.

## Impostazione della sveglia

1. Premere e tenere premuto il tasto **AL SET/SELECT**, appare l'icona **AL** e le cifre delle ore della sveglia lampeggiano. Premere ▲ oppure ▼ per impostare la sveglia in ore (tenere premuti i tasti per uno scorrimento veloce).
2. Premere nuovamente il tasto **AL SET/SELECT**, l'indicazione dei minuti della sveglia lampeggia. Premere ▲ oppure ▼ per impostare i minuti (tenere premuti i tasti per uno scorrimento veloce).
3. Premere nuovamente il tasto **AL SET/SELECT**, l'icona **»S»** lampeggia e il display mostra la scritta "HI" (volume di vibrazione alto). Premere ▲ o ▼ per selezionare l'intensità della vibrazione.
  - HI (intensità di vibrazione elevata)
  - LO (intensità di vibrazione bassa).
4. Premere nuovamente il tasto **AL SET/SELECT**, l'icona **»»** lampeggia e sul display compare "HI". Premere ▲ o ▼ per impostare il volume della suoneria della sveglia.
  - LO (basso)
  - HI (alto)
5. Premere nuovamente il tasto **AL SET/SELECT** per uscire dalla modalità di impostazione. Se per circa 10 secondi non viene premuto alcun tasto, la modalità di impostazione si chiuderà automaticamente.


## Impostazione della sveglia

1. Premere in modalità di visualizzazione ora normale il tasto **AL SET/SELECT** per impostare la modalità sveglia. Sul display si illumina la relativa icona:  
»»: Solo vibrazione  
»»»: Suono e vibrazione  
»»»: Flash e vibrazione  
»»»»: Flash, suono e vibrazione.
2. Premere nuovamente il tasto **AL SET/SELECT** per disattivare tutti i dispositivi di allarme. Tutte le icone »», »» e »» sono disattivate.


## Arresto della sveglia

Quando viene emesso il segnale di sveglia, la relativa spia della modalità sveglia lampeggia. Premere una volta il tasto **AL SET/SELECT** per fermare la sveglia e per ripristinarla per il giorno successivo. Il relativo simbolo della modalità sveglia rimane sul display.

## Utilizzo della funzione snooze

Una volta emesso il segnale di sveglia, premere il tasto **Snooze/illuminazione** . La sveglia viene temporaneamente disattivata, ma il relativo simbolo continua a lampeggiare. La sveglia viene riattivata decorso il tempo di snooze impostato.



## Accendere l'illuminazione

Premere brevemente durante la normale indicazione dell'ora il tasto **Snooze/illuminazione** , per accendere l'illuminazione del display per 5 secondi. Tale funzione non è disponibile se l'apparecchio sta già emettendo un allarme.


## Modalità demo

Premere e tenere premuto il tasto **▲/DEMO** per circa 2 secondi, suoneria, vibrazione e luce flash vengono attivate.

## Accendere la torcia

Premere durante la normale indicazione dell'ora il tasto **Snooze/illuminazione** , per accendere la torcia. Per spegnere premere ancora una volta e tenere premuto il tasto **Snooze/illuminazione** .

## Indicatore dello stato della batteria

Se lo stato della batteria è basso, l'intensità della vibrazione, il suono di allarme e la luminosità si riducono. Compare il simbolo  tra le cifre dell'ora. Sostituire le batterie con nuove batterie alcaline AA.

## Dati tecnici / funzioni

Funzioni: orologio, sveglia

Modalità di sveglia: suoneria sveglia, vibrazione, flash

Batterie (non fornite): 3 x AA

## Specifiche

Frequenza RCC	77,5 kHz
Durata allarme	1 minuto
Tempo di snooze	da 5 a 60 minuti
Impostazioni principali:	
Formato ora	24 ore
	0:00
Sveglia	6:00 (AM)
Volume suoneria sveglia e volume vibrazione	HI
Durata snooze	05 (5 minuti)

## Avvisi di sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura per una consultazione successiva.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e proteggerlo dall'irradiazione solare diretto, da calore eccessivo o dall'umidità.
- Proteggere l'apparecchio da gocce o spruzzi d'acqua.
- Proteggere i propri mobili se l'apparecchio viene posizionato su una superficie in legno laccato. Per evitare le impronte dei piedini in gomma, posare eventualmente un supporto antiscivolo fra l'apparecchio e la superficie del mobile.

## Smaltimento

Vige l'obbligo legale di smaltire correttamente i prodotti di consumo. Il simbolo qui a lato riprodotto sul Suo apparecchio indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli apparecchi elettrici o elettronici devono essere smaltiti presso un punto di raccolta di un istituto di smaltimento. Le batterie deve smaltirle presso il rivenditore di batterie o presso i punti di raccolta competenti che mettono a disposizione i rispettivi contenitori. I materiali d'imballaggio devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali.



## Avvisi di cura

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito solo con acqua e sapone neutro. Sostanze più forti come benzina o detergenti corrosivi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.
- Qualora l'apparecchio non venga utilizzato per un periodo di tempo prolungato, p.es. per un mese o più, togliere le batterie per evitare una possibile fuoriuscita. Qualora lo scomparto batteria sia corrosivo o sporco, pulirlo accuratamente e sostituire le batterie.



## **Rimozione dei guasti**

Se la vostra sveglia non funziona più correttamente o compare un orario errato, cosa che è probabilmente causata da carica elettrostatica o batterie scariche, rimuovere le batterie della sveglia. Attendere alcuni minuti, reinsertire quindi le batterie o sostituirle con batterie nuove. La sveglia viene riportata alle impostazioni di fabbrica e occorre eseguire nuovamente le impostazioni.

## **Garanzia**

AMPLICOMMS – Gli apparecchi vengono prodotti e verificati secondo modernissimi processi di produzione. I materiali ricercati e tecnologie altamente sviluppate servono a garantire una funzione perfetta e un ciclo di vita lungo.

La durata di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica per le batterie, gli accumulatori o i pacchetti di accumulatori utilizzati nei prodotti. Nel corso del periodo di garanzia tutti i difetti riconducibili a errori di materiale o di produzione devono essere eliminati a titolo gratuito. Il diritto di garanzia termina nel caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni causati dal trattamento o uso scorretto, dal posizionamento o dalla conservazione errati, dal collegamento o dall'installazione eseguita in modo non professionale o da forza maggiore o alte influenze non fanno parte della prestazione di garanzia. In caso di reclami, ci riserviamo il diritto di correggere e

sostituire le parti difettose e di sostituire l'apparecchio. Le parti sostituite o gli apparecchi sostituiti passano nella nostra proprietà. Si escludono i diritti di risarcimento danni nel limite in cui essi non siano riconducibili alla premeditazione o alla grave negligenza del produttore.

Se il Suo apparecchio dovesse comunque evidenziare un difetto all'interno del periodo di garanzia, la preghiamo di rivolgersi esclusivamente al negozio in cui ha acquistato il Suo apparecchio di AMPLICOMMS, mostrando il Suo documento di conferma dell'acquisto. Tutti i diritti di prestazione di garanzia secondo queste prescrizioni devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti del Suo rivenditore specializzato. Dopo il decorso di due anni dopo l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti non si possono più far valere i diritti di prestazione di garanzia.

## Service Hotline

In caso di problemi tecnici rivolgersi alla nostra Service Hotline. Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Internet [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

## Dichiarazione di conformità

Quest'apparecchio adempie i requisiti della direttiva CE:



2014/53/EU. La conformità con la direttiva sopra menzionata viene confermata dal simbolo CE sull'apparecchio.

Per scaricare il testo completo della dichiarazione di conformità, La preghiamo di far uso del download gratuito dal nostro sito **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

# TCL 250

- 1 Flash despertador (linterna)
- 2 Indicador "AM/PM"
- 3 Indicador "Batería vacía"
- 4 Indicador de la hora
- 5 Modo alarma activado
- 6 Indicador "tono de llamada enc."
- 7 Indicador "alarma de vibración enc."
- 8 Indicador "flash despertador enc.»
- 9 Indicador "ajuste automático del reloj activo"
- 10 Tecla repetición/iluminación
- 11 Tecla WAVE/▼
- 12 Tecla SET
- 13 Tecla AL SET/SELECT
- 14 Tecla DEMO/▲
- 15 Punto de fijación para colocar correa


## Contenido

- Despertador
- Correa con clip (para unir, por ejemplo, al cojín)
- Bolsa de viaje (de tela)
- Manual de instrucciones

## Inserte las baterías

Su reloj despertador necesita 3 baterías alcalinas AA (no incluidas) para poder ser utilizado.

1. Coloque el dispositivo boca abajo sobre una superficie suave y plana.
2. Deslice hacia abajo la tapa del compartimento de baterías por la parte inferior del dispositivo y retírela.
3. Inserte las 3 baterías alcalinas AA. Tenga en cuenta la polaridad.



4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de baterías.

Indicaciones:

- El uso frecuente de la alarma de vibración y la luz de flash/linterna, así como la configuración de un fuerte sonido de alarma afectará significativamente la duración de la batería.
- Cuando el nivel de la batería es baja, aparecerá entre los dígitos un símbolo que indica el nivel de la batería es bajo.
- Elimine las baterías utilizadas de acuerdo a las disposiciones legales existentes.

## Calidad de la recepción dependiente del entorno


Su despertador inalámbrico recibe la hora exacta a través de una señal inalámbrica. Al igual que con todos los dispositivos que operan de forma inalámbrica la capacidad de recepción puede verse afectada, por ejemplo, por las siguientes situaciones:




- Gran distancia al transmisor
- Montañas y valles cerca
- Ubicación en edificios altos
- Cercanía de cables de ferrocarril y de alta tensión, etc.
- Cercanía de autopistas, aeropuertos, etc.
- Cercanía de obras de construcción
- Ubicación en edificios de hormigón
- Cercanía de equipos eléctricos
- Cercanía de ordenadores y televisores
- Ubicación en vehículos en movimiento
- Cerca de objetos grandes de metal.

Coloque su despertador en un lugar en el que pueda recibir una señal óptima, es decir, cerca de una ventana y lo más alejado posible de superficies metálicas o aparatos eléctricos.

**Consejo:** Para una mejor recepción de la señal mantenga una distancia de aproximadamente 1 m. a la otros dispositivos.

## Recepción de la señal horaria


Después de insertar las baterías del despertador éste empezará a recibir la señal horaria de forma inalámbrica. El indicador  parpadea.

- Se recibe la señal ( parpadea)
- Recepción correcta ( encendida de forma permanente)
- Error de recepción ( se apaga).

## Recepción automática y manual

### Recepción automática

Su despertador inicia cada día la recepción automática a las 01:00, 02:00 y 03:00 horas. Si la señal horaria no se recibe hasta las 03:00, se inicia la recepción a las 04:00.

Si la recepción no se produce se realiza una última recepción a las 05:00 horas. En caso de no producirse de nuevo una recepción ésta volverá a iniciarse de forma automática al día siguiente a las 01:00 horas. Durante la recepción no funciona ningún botón a excepción de la tecla de **Repetición/iluminación** .

### Recepción manual

Mantenga pulsada la tecla **WAVE/▼**, su despertador comenzará la recepción manual con un breve pitido. Para detener la función, mantenga presionado el botón **WAVE/▼** de nuevo.

# Ajuste de la hora y la duración de la repetición

(la hora estándar en formato 00:00 y 24 horas)

1. Mantenga presionada la tecla **SET**, "00" parpadea, presione ▲/▼ para ajustar el huso horario (hasta ±12 horas).  
"00" = GMT + 1 hora (por ejemplo, Alemania)  
"01" = GMT +2 horas (por ejemplo, Finlandia)  
"-01" = GMT 00 hora (por ejemplo, Reino Unido)
2. Presione de nuevo la tecla **SET**, el dígito de las horas parpadea. Presione ▲ o ▼ para ajustar las horas (mantenga pulsada la tecla para un funcionamiento rápido).
3. Presione de nuevo la tecla **SET**, el indicador de minutos "00" parpadea. Presione ▲ o ▼ para configurar los minutos (mantenga pulsada la tecla para un funcionamiento rápido)
4. Presione de nuevo la tecla **SET**, en la pantalla parpadea el formato de hora. Presione ▲ o ▼ para seleccionar el formato de hora "12Hr" o "24Hr". Si se selecciona "12Hr", aparece el indicador **AM/PM**.
5. Presione de nuevo la tecla **SET**, en la pantalla parpadea "05". Presione ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo de repetición de 5 a 60 minutos.
6. Presione de nuevo la tecla **SET** para abandonar el modo de configuración. Si no se pulsa ninguna tecla durante unos 10 s. el modo de configuración finaliza automáticamente.



## Configurar hora de alarma

1. Mantenga presionada la tecla **AL SET/SELECT**, la indicación **AL** aparece y las cifras horarias de la hora de alarma parpadean. Presione ▲ o ▼ para ajustar la hora de alarma en horas (mantenga pulsada la tecla para un funcionamiento rápido).
2. Presione de nuevo **AL SET/SELECT**, el indicador de minutos de la hora de alarma parpadea. Presione ▲ o ▼ para ajustar los minutos (mantenga pulsada la tecla para un funcionamiento rápido).
3. Presione de nuevo la tecla **AL SET/SELECT**, la indicación **»S»** parpadea y la pantalla muestra "**HI**" (alta intensidad de la vibración). Presione ▲ o ▼ para seleccionar la intensidad de la vibración.
  - HI (alta intensidad de vibración)
  - LO (baja intensidad de vibración)
4. Presione de nuevo la tecla **AL SET/SELECT**, el indicador **«»** parpadea y la pantalla muestra "**HI**". Presione ▲ o ▼ para seleccionar el volumen de la alarma.
  - LO (bajo)
  - HI (alto)
5. Para salir del modo de configuración presione de nuevo la tecla **AL SET/SELECT**. Si no se pulsa ninguna tecla durante unos 10 s. el modo de configuración finaliza automáticamente.


## Configurar modo de alarma

1. Para activar el modo de alarma presione en el modo de visualización de hora normal la tecla **AL SET/SELECT**. El indicador correspondiente se ilumina:  
☘☘: Sólo vibración  
🔊☘☘: Sonido y vibración  
☀☘☘: Flash y vibración  
☀🔊☘☘: Flash, sonido y vibración.
2. Presione de nuevo la tecla **AL SET/SELECT** para desactivar la alarma. Todos los indicadores ☘☘, 🔊 y ☀ están apagados.


## Eliminar señal de alarma

Cuando se emite la señal de alarma empieza a parpadear el indicador de modo de alarma. Presione y suelte la tecla **AL SET / SELECT** para detener la alarma y restablecerla para el día siguiente. El correspondiente indicador de modo de alarma permanece en la pantalla.

## Utilizar función de repetición

Cuando se emite la señal de alarma presione la tecla de **Repetición/iluminación** . La señal de alarma se apaga temporalmente pero el correspondiente indicador de modo de alarma sigue parpadearo. La señal de alarma se activa de nuevo después de haber finalizado el tiempo de repetición programado.


## Encender la iluminación


Presione brevemente durante la visualización normal de la hora el botón **Repetición/iluminación**  para encender la iluminación de la pantalla durante 5 segundos. Esta función no está disponible cuando el dispositivo esté emitiendo una alarma.

## Modo demostración

Mantenga pulsada la tecla **▲/DEMO** durante unos 2 s. El sonido, la vibración y la luz del flash se activan.

## Encender linterna

Presione durante la visualización normal de la hora el botón **Repetición/iluminación**  para encender la linterna.

Para apagarla, mantenga presionado el botón de **Repetición/iluminación**  de nuevo.

## Indicador de estado de la batería

Cuando el nivel de la batería es bajo, se reduce la intensidad de la vibración, el tono de alarma y la iluminación.

El símbolo  aparece entre los dígitos de la hora.

Reemplace las baterías por nuevas baterías alcalinas AA.

## Datos técnicos / funciones

Funciones: Reloj, despertador

Modos de alarma: Tono de alarma, vibración, flash

Baterías (no viene incluida en la entrega): 3 x AA

## Especificaciones

Frecuencia RCC	77,5 kHz
Duración de la alarma	1 minuto
Tiempo de repetición	de 5 a 60 minutos
Configuración básica:	
Formato de tiempo	24 horas
Tiempo	0:00
Despertador	06:00 (AM)
Volumen del tono de alarma e intensidad de vibración	HI
Duración repetición	05 (5 minutos)

## Notas de seguridad

- Lea atentamente este manual y consérvelo para cualquier consulta futura.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y protéjalo de la luz solar directa, del exceso de calor o humedad.
- Proteja el dispositivo de goteos o salpicaduras.
- Proteja sus muebles si coloca el dispositivo sobre una superficie de madera pintada. Para evitar las marcas de los apoyos de goma coloque, si lo precisa, una almohadilla

antideslizante entre el dispositivo y la superficie de los muebles.

## Eliminación

Si quiere deshacerse del aparato, llévelo a los puntos de recogida autorizados por sus autoridades locales. De acuerdo con la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos, los dueños de los aparatos están obligados por ley a deshacerse de los viejos equipos eléctricos y electrónicos en una recogida selectiva de residuos. El símbolo que aparece al lado significa que está totalmente prohibido deshacerse del aparato depositándolo junto a la basura doméstica. Siga las regulaciones locales para la eliminación del material de embalaje.



## Mantenimiento

- Limpie el dispositivo con un paño suave humedecido con un poco de jabón y agua. Los agentes fuertes como bencina o detergentes fuertes pueden dañar la superficie del dispositivo.
- Si el dispositivo no ha sido utilizado durante un período prolongado, por ejemplo, durante un mes o más, retire las baterías para evitar posibles corrosiones. En caso de que el compartimiento de las baterías se desgaste o ensucie deberá limpiar debidamente el compartimento y reemplazar las baterías.

## Solución de problemas

Si su despertador deja de funcionar correctamente o indica una hora incorrecta, posiblemente causada por electricidad estática o baterías descargadas, deberá sacar las baterías de su reloj despertador. Espere unos minutos y, a continuación, inserte las baterías de nuevo y cámbielas por baterías nuevas. El despertador se restablecerá a la configuración pre-determinada y necesitará configurarlo de nuevo.

## Garantía

Los dispositivos AMPLICOMMS son fabricados y probados de acuerdo con los últimos métodos de producción. Los materiales seleccionados y el uso de tecnologías avanzadas garantizan un funcionamiento sin problemas y de larga vida. La garantía no se aplica a las pilas o baterías utilizadas en el producto. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Dentro del periodo de garantía todos los defectos materiales o de fábrica serán solventados de forma gratuita. La garantía será nula si el comprador o terceras personas manipulan el aparato. La garantía no se aplicará si se producen desperfectos o daños causados por el manejo inadecuado del aparato, la red de conexión y la instalación o por el desgaste natural debido a un mantenimiento y almacenamiento incorrecto del dispositivo o por causas de fuerza mayor o influencias externas.

En caso de reclamación nos reservamos el derecho a reparar las piezas defectuosas, sustituirlas o reemplazar el dispositivo. Las piezas o el dispositivo reemplazado deberán ser de nuestra propiedad. Las reclamaciones por daños y perjuicios quedan excluidas, a menos que se demuestre intencionalidad o negligencia grave por parte del fabricante.

Si dentro del periodo de garantía el dispositivo sigue mostrando defectos, póngase en contacto con su recibo de compra únicamente en la tienda donde compró su dispositivo AMPLICOMMS. Todas las reclamaciones de garantía conforme a estas disposiciones sólo tendrán validez frente al distribuidor del producto. Los derechos de garantía dejarán de tener validez una vez finalizado el plazo de garantía de 2 años.

## **Asistencia telefónica**

En caso de que surjan problemas técnicos, por favor póngase en contacto con nuestro centro de atención. Encontrará el número de teléfono en nuestra página web

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Para reparación y las reclamaciones de garantía póngase en contacto con su distribuidor. El plazo de garantía es de 2 años.

## Declaración de conformidad

Este equipo cumple con los requisitos de la Directiva de la UE:



2014/53/EU. La conformidad con la directiva mencionada anteriormente se confirma mediante el símbolo CE que aparece en el dispositivo. Para obtener la declaración de conformidad completa utilice por favor la descarga gratuita de nuestro sitio web **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**



# TCL 250

- 1 Väckningsblixtljus (ficklampa)
- 2 Display "AM/PM"
- 3 Indikering "Tomma batterier"
- 4 Tidsvisning
- 5 Väckningsinställningsläge
- 6 Display "Väckningssignal på"
- 7 Display "Vibrationsalarm på"
- 8 Display "Väckningsblixtljus på"
- 9 Display "Automatisk tidsinställning aktiv"
- 10 Slummer-/belysningen-tangent
- 11 WAVE/▼-tangent
- 12 SET-tangent
- 13 AL SET/SELECT-tangent
- 14 DEMO/▲-tangent
- 15 Fästögla för bärrem


## Innehåll i förpackningen

- Väckningsanordning
- Bärrem med klämma (t.ex. för att sätta fast i kudden)
- (Tyg-) resepåse
- Bruksanvisning

## Lägga in batterierna

Du behöver använda 3 x AA-alkalibatterier för väckningsanordningen (medföljer ej).

1. Placera produkten med framsidan nedåt mot ett mjukt och plant underlag.
2. Skjut ned batterikåpan på produktens undersida och ta bort den.
3. Lägg in 3 x AA-alkalinbatterier. Kontrollera att polerna hamnar rätt.



4. Sätt tillbaka batterikåpan.

Observera:

- Vid frekvent användning av vibrationslarmet, blytljuset/ficklampa och den höga väckningssignalen påverkas batteriernas livstid betydande grad.
- Symbolen för tomma batterier visas mellan tidsindikeringarna vid låg batterikapacitet.
- Kasta förbrukade batterier enligt lagens riktlinjer.

# Omgivningsberoende mottagningskvalitet


Din radio-väckningsapparat tar emot den exakta tiden via en radiosignal. På samma sätt som med alla radiobaserade apparater kan mottagningsförmågan påverkas av följande:




- Stort avstånd till sändaren
- Berg och dalar i närheten
- I höga byggnader
- I närheten av järnväg, högspänningskablar etc.
- I närheten av motorväg, flygplats etc.
- I närheten av en byggarbetsplats
- Inuti betongbyggnader
- I närheten av elektriska apparater
- I närheten av datorer och TV-apparater
- Inuti fordon i rörelse
- I närheten av stora metallföremål.

Placera väckningsapparat på en plats med optimal signal, d.v.s. i närheten av ett fönster och helst inte på en metallyta eller på elektriska apparater.

**Råd:** För den bästa mottagningen av tidssignalen bör den hållas cirka 1 meter från andra elektroniska apparater.

## Mottagning av tidssignalen

När man har lagt in batterierna tar väckningsklockan emot radiotidssignalen. Displayen  blinkar.

- Signal tas emot (display  blinkar)
- God mottagning (display  lyser med fast sken)
- Fel vid mottagningen (display  släcks).

## Automatisk och manuell mottagning

### Automatisk mottagning

Väckningsapparaten startar den automatiska mottagningen varje dag klockan 01:00, 02:00 och 03:00. Om tidssignalen inte har mottagits klockan 03:00 startar mottagningen klockan 04:00. Om det fortfarande blir fel, startar mottagningen en sista gång klockan 05:00. Om det fortfarande slår fel startar den automatiska mottagningen nästa dag klockan 01:00.

Under mottagningen fungerar alla knapparna med undantag för **Slummer-/belysningen-knappen** .

### Manuell mottagning

Tryck på och håll **WAVE/▼**-knappen nedtryckt, väckningsapparaten startar den manuella mottagningen genom att avge en kort pipsignal. Tryck och håll **WAVE/▼**-knappen nedtryckt igen för att stoppa funktionen.

# Inställning av tid och snooze








(Standardtid vid 0:00 och 24-timmarsformat)

1. Tryck på och håll **SET**-knappen, "00" blinkar, använd ▲/▼, för att ändra tidzonsinställninge (från ±12 timmar).  
"00" = GMT +1 timma (t.ex. Tyskland)  
"01" = GMT +2 timmar (t.ex. Finland)  
"-01" = GMT 00 timmar (t.ex. U.K.)
2. Tryck åter på **SET**-knappen, tim-siffran blinkar. Tryck på ▲ eller ▼, för att ställa in timmarna (håll knappen för snabbbehandling nertryckt).
3. Tryck åter på **SET**-knappen, minut-displayen "00" blinkar. Använd ▲ eller ▼, för att ställa in minuterna (håll knappen för snabbbehandling nertryckt).
4. Tryck åter på **SET**-knappen, displayen blinkar timmarsformaten. Använd ▲ eller ▼, för att välja tidsformatet "12Hr" eller "24Hr". Om du väljer "12Hr" visas indikeringen **AM/PM**.
5. Tryck åter på **SET**-knappen, displayen blinkar "05". Använd ▲ eller ▼, för att välja snooze-tid från 5 till 60 minuter.
6. Tryck åter på **SET**-knappen, för att lämna inställningsläget. Om ingen knapp har tryckts på sedan cirka 10 sekunder, avslutas inställningsläget automatiskt.

## Ställ in larm

1. Tryck på och håll **AL SET/SELECT**-knappen intryckt, displayen **AL** tänds och väckningslarmets tim-räknare blinkar. Använd ▲ eller ▼, för att ställa in väckningstidpunkten (håll knappen nedtryckt för en snabbbehandling).
2. Tryck åter på **AL SET/SELECT**-knappen, väckningslarmets minutvisning blinkar. Använd ▲ eller ▼, för att ställa in minuterna (håll knappen nedtryckt för en snabbbehandling).
3. Tryck åter på **AL SET/SELECT**-knappen, displayen »S» blinkar och displayen visar "**HI**" (kraftiga vibrationer). Tryck då på ▲ eller ▼, för att välja vibrationsstyrka.
  - HI (hög vibrationsstyrka)
  - LO (låg vibrationsstyrka).
4. Tryck åter på **AL SET/SELECT**-knappen, displayen «») blinkar och displayen visar "**HI**". Tryck sedan på ▲ eller ▼, för att ställa in väckningstonen.
  - LO (tyst)
  - HI (högt)
5. Tryck åter på **AL SET/SELECT**-knappen för att lämna inställningsläget. Om ingen knapp har tryckts på sedan cirka 10 sekunder, avslutas inställningsläget automatiskt.



## Inställning av väckningsläge

1. Tryck på **AL SET/SELECT**-knappen i normaltidsvisningsläget för att ställa in väckningsläget. Den relevanta indikator i displayen tänds:  
»»: Endast vibration  
»»: Ljud och vibration  
»»: Blixtljus och vibration  
»»: Blixtljus, ljud och vibration.
2. Tryck åter på **AL SET/SELECT**-knappen, för att stänga av alla larm. Alla displayikonerna »», »» och »» är släckta.


## Kvittering av larmet

När väckningssignalen ges, blinkar den relevanta väckningslägesindikatorn. Tryck en gång på **AL SET/SELECT**-knappen för att stänga av väckningssignalen och ställa den för nästa dag. Den relevanta väckningslägesindikatorn på displayen förblir aktiverad.

## Användning av snooze-funktionen

När väckningssignalen ges, trycker man på **Slummer-/belysningen-knappen**  . Väckningssignalen stängs av tillfälligt men den relevanta väckningslägesindikatorn fortsätter att blinka. Väckningssignalen slås på igen när snooze-tiden har löpt ut.


## Sätta på belysningen


Vid normal tidsvisning trycker du kort på **Slummer-/belysningen-knappen** , för att sätta på displaybelysningen i 5 sek. Denna funktion kan inte användas just när enheten ger en väckningssignal.

## Demo-läge


Tryck ned **▲/DEMO**-knappen och håll den nedtryckt i cirka 2 sekunder. Ljud, vibration och blixtljus triggas.

## Sätta på ficklampan

Vid normal tidsvisning trycker du och håller **Slummer-/belysningen-knappen**  nedtryckt för att sätta på ficklampan.

Tryck en gång till och håll **Slummer-/belysningen-knappen**  nedtryckt för att stänga av ficklampan.

## Batterinivå-indikering

Om batterinivån är låg reduceras vibrationseffekten, larmsignalen och ljusstyrkan. -symbolen visas mellan tidsindikeringarna. Byt ut batterierna mot nya AA-alkalibatterier



## Tekniska data / funktioner

Funktioner: Klocka, väckningsapparat

Väckningsläge: väckningssignal, vibration, blyxtljus

Batterier (ingår ej i leveransen): 3 x AA

## Specifikationer

RCC-frekvens	77,5 kHz
Alarmets varaktighet	1 minut
Snooze-varaktighet	5 till 60 minuter
Grundinställningar:	
Tidsformat	24 timmar
Tid	0:00
Väckning	6:00 (AM)
Väckningssignalljudstyrka och Vibrationsstyrka	HI
Snooze-tid	05 (5 minuter)

## Säkerhetsanvisningar

- Läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för senare referens.
- Placera apparaten på ett stabilt underlag och skydda den från direkt solljus eller överdriven värme eller fuktighet.
- Skydda apparaten från droppar och stänk.
- Skydda möblerna om apparaten placeras på en lackerad träyta. För att undvika avtryck från gummifötterna lägger man vid behov ett halkfritt underlag mellan apparaten och möbeln.

## Avfallshantering

Du är juridiskt ansvarig för korrekt avfallshantering av förbrukningsartiklar. Symbolen på din apparat betyder att elektrisk- och elektroniskt skrotfärdigt material och batterier skall kastas skilda från hushållsavfallet. Elektrisk och elektronisk utrustning skall lämnas till kommunala uppsamlingsställen för återvinning. Batterier skall återlämnas till återförsäljare av dessa eller till befintliga uppsamlingsställen där särskilda behållare finns för ändamålet. Detta är kostnadsfritt.



Förpackningsmaterial kastas enligt lokala föreskrifter.



## Skötselanvisningar

- Rengör apparaten med en mjuk trasa som endast fuktats med en mild tvål och vatten. Starkare medel som bensin eller skarpa redskap kan skada apparatens yta.
- Om apparaten inte skall användas under en längre period, t.ex. en månad eller längre, tas batterierna ur, för att undvika en möjlig urladdning. Om batterierna skulle korrodiera eller bli smutsiga, skall batterifacket rengöras grundligt och batterierna bytas ut.

## Felbesiktning

När väckningsanordningen har slutat att fungera som avsett eller om den visar fel tid, något som kan orsakas av elektrostatiska laddningar eller urladdade batterier ska du ta bort väckningsanordningens batterier. Vänta några minuter, sätt sedan in batterierna igen eller byt ut dem mot nya batterier.

Väckningsapparaten återställs till fabriksinställningarna och dessa måste ställas in på nytt.

## Garanti

AMPLICOMMS-utrustning är tillverkad och testad enligt modernaste framställningsmetoder. Bästa material och högt utvecklad teknologi sörjer för felfri funktion och lång livslängd. Garantin gäller inte för de batterier eller batteripackar som används i produkten. Garanti-tiden är 24 månader räknat från inköpsdagen.

Inom garantiperioden åtgärdas kostnadsfritt alla defekter som kan härledas till material- eller tillverkningsfel.

Garantianspråket upphör vid ingrepp av kunden eller tredje person. Skador som uppstått pga. oavsedd användning eller oavsedd drift, naturligt slitage som uppstått genom felaktig avstängning eller förvaring, genom felaktig anslutning eller installation såväl som grovt våld eller annan yttre påverkan, faller inte under garantiåtagandet.

Vid reklamationer förbehåller vi oss rätten att reparera eller byta defekta delar eller byta ut hela apparaten. Utbytta delar

eller utbytta apparater är vår egendom. Skadeståndsanspråk är uteslutna, såvida de inte är grundade på grov försummelse från tillverkaren.

Om din utrustning, trots en defekt inom garantiperioden skulle avvisas, vänder du dig med inköpskvitto uteslutande till den återförsäljare där du har köpt din AMPLICOMMS-utrustning. Alla garantianspråk gäller enligt dessa bestämmelser uteslutande gentemot återförsäljaren.

## Serviceinje

Om du har tekniska problem ringer du vår serviceinje. Telefonnumret hittar du på vår hemsida

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Om du vill utnyttja garantin kontaktar du din återförsäljare. Garantin gäller i 2 år.

## Konformitetsförklaring

Denna utrustning uppfyller kraven enligt EU-riktlinjen:

2014/53/EU. Konformitet med ovan nämnda riktlinje bekräftas genom CE-märket på apparaten.

För att få tillgång till den fullständiga konformitetsförklaringen ombeds du ladda ner denna kostnadsfritt från vår hemsida,

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**



# TCL 250

- 1 Despertador flash (lanterna)
- 2 Indicação „PM“
- 3 Indicação „bateria vazia“
- 4 Indicação das horas
- 5 Definição do modo de despertar
- 6 Indicação „tom do despertador ON“
- 7 Indicação „alerta vibratório ON“
- 8 Indicação „despertador flash ON“
- 9 Indicação „definição automática da hora ativado“
- 10 Tecla SNOOZE/iluminação
- 11 Tecla WAVE/▼
- 12 Tecla SET
- 13 Tecla AL SET/SELECT
- 14 Tecla DEMO/▲
- 15 Ilhó de fixação para suspensório


## Conteúdo da embalagem

- Despertador
- Suspensório com clip (por exemplo, para fixar no travesseiro)
- Mala de viagem (tecido)
- Manual de Instruções

## Inserir as pilhas

O seu despertador funciona com 3 pilhas alcalinas AA (não incluídas).

1. Colocar o aparelho numa superfície macia e plana com a frente virada para baixo.
2. Abrir a tampa do compartimento das pilhas, deslizando-a para baixo na parte inferior do aparelho.
3. Colocar no aparelho 3 pilhas alcalinas AA. Observar a polaridade.



4. Colocar a tampa e fechar o compartimento das pilhas.

### Notas:

- A utilização frequente do alarme por vibração, do flash / da lanterna e do sinal sonoro de alarme influencia significativamente a duração das pilhas.
- O símbolo para "bateria vazia" aparece entre os dígitos relativos ao tempo quando o nível da bateria está baixo.
- Elimine as pilhas gastas de acordo com os regulamentos legais.

## A qualidade de captação depende do ambiente


O seu despertador radioelétrico recebe a hora certa através de um sinal de radiofrequência. Tal como acontece com todos os aparelhos que funcionam por radiocomunicação, a capacidade de recepção ou captação pode ser afetada pelos seguintes factores:




- grande distância do transmissor
- montanhas e vales nas imediações
- em edifícios altos
- perto de estações ferroviárias, cabos de alta tensão etc.
- perto da auto-estrada, aeroporto, etc.
- perto de um local de construção
- dentro de prédios de concreto
- nas proximidades de equipamentos elétricos
- nas proximidades de computadores e televisores
- dentro de veículos em andamento
- nas proximidades de grandes objectos de metal.

Coloque o seu despertador em um local com sinal forte, ou seja, perto de uma janela e longe de superfícies metálicas ou aparelhos elétricos.

**Nota:** para uma ótima captação do sinal de horário, manter uma distância de cerca de 1 metro de outros dispositivos.

## Captação do sinal de horário


Depois de inserir as baterias, o alarme começa a captar o sinal de radiofrequência Indicação  intermitente.

- O sinal é captado (indicação )
- Captação efetuada com sucesso (indicação )
- Erro de captação (indicação )

## Captação automática e manual

### Captação automática

O seu despertador inicia a captação automática todos os dias à 01:00, 02:00 e 03:00 horas. Se o sinal horário não for captado até às 03:00 horas, a captação inicia às 04:00 horas. Se voltar a falhar, a captação inicia uma última vez às 05:00 horas. Se falhar novamente, a captação automática inicia no dia seguinte à 01:00 hora.

As teclas não funcionam durante a captação do sinal horário com a exceção da tecla **Snooze/iluminação** .

### Captação manual

Premir e manter premida a tecla **WAVE/▼**, o seu despertador inicia a captação manual emitindo um breve sinal sonoro. Para terminar esta função, premir novamente e manter premida a tecla **WAVE/▼**.



## Definir hora e duração da pausa












(hora padrão em 0:00 e formato de 24h)

1. Premir e manter premida a tecla **SET**, "00" piscam, premir ▲/▼, para definir o fuso horário (até ±12 horas).  
"00" = GMT +1 hora (p. ex. Alemanha)  
"01" = GMT +2 horas (p. Ex. Finlândia)  
"-01" = GMT 00 horas (U.K.)
2. Premir de novo a tecla **SET**, os dígitos da hora piscam. Premir ▲ ou ▼ para definir as horas (mantenha a tecla premida para uma passagem rápida).
3. Premir outra vez a tecla **SET**, a indicação dos minutos "00" pisca. Premir ▲ ou ▼ para definir os minutos (mantenha a tecla premida para uma passagem rápida).
4. Premir novamente a tecla **SET**, no ecrã pisca o formato das horas. Premir ▲ ou ▼ para seleccionar o formato das horas entre "12Hr" ou "24Hr". Se seleccionar "12Hr" aparece no ecrã **AM/PM**.
5. Premir outra vez a tecla **SET**, no ecrã pisca "05". Premir ▲ ou ▼ para seleccionar o tempo de pausa entre 5 a 60 minutos.
6. Premir novamente a tecla **SET** para sair do modo "definições" Se não se premir nenhuma tecla durante 10 segundos, o modo "definição" desligar-se-à automaticamente.

## Definir a hora de despertar

1. Premir e manter premida a tecla **AL SET/SELECT**, a indicação **AL** aparece no ecrã e os dígitos das horas sinalizam em luz intermitente. Premir ▲ ou ▼ para definir a função "despertar" em horas (mantenha a tecla premida para uma passagem rápida).
2. Premir novamente a tecla **AL SET/SELECT**. A indicação dos minutos na função "despertar" piscam. Premir ▲ ou ▼ para definir os minutos (manter a tecla premida para uma passagem rápida).
3. Premir outra vez a tecla **AL SET/SELECT**, a indicação »**S**» pisca e O visor exibe "HI" (volume vibratório alto). Premir ▲ ou ▼, para selecionar o volume vibratório.
  - HI (volume vibratório alto)
  - LO (volume vibratório baixo).
4. Premir novamente a tecla **AL SET/SELECT**, a indicação «**)**» pisca e o ecrã exibe "HI". Premir ▲ ou ▼, para definir o volume do despertador.
  - LO (baixo)
  - HI (alto)
5. Premir mais uma vez a tecla **AL SET/SELECT** para sair do modo "definições". Se não se premir uma tecla durante 10 segundos, o modo "definições" desligar-se-à automaticamente.



## Definir o modo „despertar“

1. Premir no modo de indicação da hora normal a tecla **AL SET/SELECT**, para definir o modo “despertar”. A indicação respetiva acende:  
»»: só vibração  
»»»: tom e vibração  
»»»: flash e vibração  
»»»»: flash, tom e vibração.
2. Premir novamente a tecla **AL SET/SELECT** para desligar todas as opções de alarme. Todas as indicações »», »» e »» estão desligadas.


## Reconhecer sinal de alarme

Quando o alarme é dado, a indicação respetiva do modo “espertar” emite luz intermitente. Premir uma vez a tecla **AL SET/SELECT** para desligar o sinal de alarme e redefini-lo para o dia seguinte. a indicação respetiva do modo “despertar” mantém-se ligado.

## Utilizar a função de Snooze

Quando se dá o sinal de despertar, premir a tecla **Snooze/iluminação**  . O sinal de despertar ficará desativado temporariamente mas a indicação do modo “despertar” sinaliza em luz intermitente. O sinal de despertar é novamente ativado quando o tempo definido para a função „snooze” tiver terminado.


## Ligar a iluminação

Premir brevemente a tecla **Snooze/iluminação**  para ligar a iluminação do ecrã por 5 seg. durante a indicação normal da hora. Esta função não está disponível, quando o aparelho emite o sinal de despertar.

## Modo Demo


Premir e manter premida a tecla **▲/DEMO** por 2 segundos. Tom, Vibração e Flash apagam-se.

## Ligar a lanterna

Premir e manter premida a tecla **Snooze/iluminação**  para ligar a lanterna durante a indicação normal do tempo.

Para desligar a lanterna, premir novamente e manter premida a tecla **Snooze/iluminação** .

## Indicação do estado da bateria

O nível de vibração, o sinal sonoro de alarme e a luminosidade são reduzidos quando o nível da bateria está baixo. O símbolo  aparece entre os dígitos referentes ao tempo. Substituir as pilhas, inserindo novas pilhas alcalinas AA.

## Dados técnicos / Funções

Funções: hora, despertador

Modo “despertar”: tom despertar, vibração, flash

Pilhas (não incluída): 3 x AA

## Spezificações

RCC frequência	77,5 kHz
Duração do alarme	1 minuto
Tempo de repetição	5 - 60 minutos
Configurações básicas:	
Formato da hora	24 horas
Hora	0:00
Despertador	6:00 (AM)
Volume despertador e volume vibração	HI
Duração da pausa	05 (5 minutos)

## Indicações de segurança

- Leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, proteja-o da luz solar direta, do calor excessivo ou da humidade.
- Proteja o aparelho de salpicos e gotas de água.
- Proteja os seus móveis, quando colocar o aparelho sobre uma superfície de madeira pintada. Para evitar marcas dos suportes de borracha, coloque uma cobertura anti-derrapante entre o aparelho e a superfície do mobiliário.

## Eliminação

Está obrigado por lei a eliminar adequadamente os produtos domésticos. O símbolo no seu dispositivo significa que os equipamentos e baterias eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados junto das autoridades de recolha de resíduos adequadas. As baterias devem ser eliminadas em lojas que vendem pilhas, assim como nos respetivos pontos de recolha que disponibilizam recipientes próprios. As embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais.



## Instruções de manutenção

- Limpe o aparelho com um pano macio, apenas humedecido com água e sabão neutro. Agentes fortes como benzina e detergentes fortes podem danificar a superfície do aparelho.
- Se não utilizar o aparelho durante algum tempo, por exemplo, durante um mês ou mais, retire as pilhas para evitar possíveis vazamentos. Se o compartimento da bateria estiver corroído ou sujo, limpe muito bem o compartimento e substitua as pilhas.

## **Resolução de avarias**

Se o seu despertador deixar de funcionar corretamente ou indicar uma hora errada, provavelmente devido à carga eletrostática ou porque as pilhas estão vazias, retire as pilhas do despertador, espere alguns minutos, insira novamente as pilhas ou coloque novas pilhas. O relógio será redefinido para as configurações de fábrica. Por essa razão, deverá configurá-lo novamente.

## **Garantia**

Os dispositivos AMPLICOMMS são fabricados e testados de acordo com os mais recentes métodos de produção. Os materiais selecionados e o uso de tecnologias avançadas garantem um funcionamento sem problemas e de longa duração.

O período de garantia é de 24 meses a partir da data de compra. A garantia não se aplica às pilhas ou baterias utilizadas no produto. Durante o período de garantia, todos os defeitos materiais ou de fábrica serão reparados de forma gratuita. A garantia será nula em caso de manipulação do aparelho por parte do comprador ou de terceiros.

A garantia não se aplicará em caso de defeitos ou danos devidos a manuseamento inadequado do aparelho, à rede de ligação, à instalação, ao desgaste natural resultante de manutenção e armazenamento incorretos do dispositivo ou a motivos de força maior ou influências externas.

Em caso de reclamação, reservamo-nos o direito de reparar as

peças defeituosas, substituí-las ou substituir o dispositivo. As peças ou o dispositivo substituídos ficam na nossa empresa. As reclamações por danos e prejuízos ficam excluídas, a não ser que se demonstre intencionalidade ou negligência grave por parte do fabricante.

Caso o dispositivo continue a apresentar defeitos durante o período de garantia, entre em contacto unicamente com a loja onde adquiriu o seu dispositivo AMPLICOMMS, munido do seu recibo de compra. Todas as reclamações de garantia de acordo com estas disposições só serão válidas junto do distribuidor do produto. Os direitos de garantia perderão a validade depois de terminado o prazo de garantia de 2 anos.

## Reparação

Caso surjam problemas técnicos, entre em contacto com o nosso centro de atendimento, cujo número de telefone se encontra no nosso site **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Para reparações e reclamações de garantia, entre em contacto com o seu distribuidor. O prazo de garantia é de 2 anos.



## **Declaração de conformidade**

Este dispositivo cumpre os requisitos da  
Diretiva da UE:



2014/53/EU. A conformidade com a diretiva anteriormente referida é confirmada pelo símbolo CE que aparece no dispositivo. Poderá descarregar gratuitamente a declaração de conformidade completa no nosso site

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

# TCL 250

- 1 Alarmklokke-blitzlys (lommelykt)
- 2 Symbol „PM“
- 3 Indikator „Batterier tomme“
- 4 Tidsskjerm
- 5 Modus for vekke-innstilling
- 6 Symbol „Alarmklokke-lyd på“
- 7 Symbol „Vibrasjonsalarm på“
- 8 Symbol „Alarmklokke-blitzlys på“
- 9 Symbol „Automatisk tidsinnstilling aktiv“
- 10 Slumre-/belysning-knapp
- 11 WAVE/▼-knapp
- 12 SET-knapp
- 13 AL SET/SELECT-knapp
- 14 DEMO/▲-knapp
- 15 Festekrok for bærebånd


## Pakkens innhold

- Alarmklokke
- Bærebånd med klips (for å feste f.eks. på pute)
- (Stoff-) reiselomme
- Bruksanvisning

## Sette inn batterier

For å kunne virke trenger alarmklokken din 3 x AA alkaliske batterier (ikke inkludert).

1. Legg enheten med forsiden ned på et mykt, flatt underlag.
2. Skyv batteridekselet på baksiden av enheten nedover og ta ut batteriene.
3. Legg inn 3 x AA alkaliske batterier. Merk deg polariteten.



4. Sett på igjen batteridekselet.

Merknader:

- Hyppig bruk av vibrasjonsalarm, blitzlys/lommelykt og høy vekkealarm påvirket betydelig varigheten av batteriene.
- Symbolet for tomt batteri vises mellom tidssifrene når batterinivået er lavt.
- Avhend brukte batterier i henhold til juridiske forskrifter.

## Miljøavhengig mottaks kvalitet


Radio-alarmklokken mottar nøyaktig tid via et radiosignal. Som med alle radiobaserte enheter kan mottaket påvirkes av følgende ting:




- Stor avstand til senderen
- Fjell og daler i nærheten
- I høyt hus
- I nærheten av jernbane, høyspentkabler osv.
- I nærheten av motorvei, flyplass osv.
- I nærheten av byggeplass
- Inne i betongbygning
- I nærheten av elektrisk utstyr
- I nærheten av datamaskiner og TV
- Inne i kjøretøy som er under bevegelse
- I nærheten av store gjenstander av metall.

Plasser alarmklokken på et sted med optimalt signal, dvs. i nærheten av et vindu og lengst mulig unna metalloverflater og elektriske enheter.

**Merk:** For best mottak av tidssignalet, hold en avstand på ca. 1 m fra andre elektriske enheter.

## Mottak av tidssignalet

Etter at batteriene er lagt inn begynner alarmklokken å motta radiosignalet. Symbolet  blinker.

- Signal blir mottatt (symbolet  blinker)
- Mottatt (symbolet  lyser vedvarende)
- Feil ved mottaket (symbolet  slukker).

## Automatisk og manuelt mottak

### Automatisk mottak

Alarmklokken starter automatisk mottak hver dag klokken 01:00, 02:00 og 03:00. Hvis tidssignalet ikke er mottatt før klokken 03:00, begynner mottaket klokken 04:00. Hvis det mislykkes igjen, starter mottaket for siste gang klokken 05:00. Hvis dette også mislykkes, starter det automatiske mottaket neste dag klokken 01:00.

Under mottaket fungerer ikke knappene, unntatt **Slumre-/belysning-knappen** .

### Manuelt mottak

Trykk og hold **WAVE/▼**-knappen, alarmklokken starter det manuelle mottaket med en kort pipetone. For å stoppe funksjonen, trykker du igjen på og holder nede **WAVE/▼**-knappen.

# Stille inn klokkeslett og pausevarighet

(Standardtid ved 0:00 og 24h-tidsformat)

1. Trykk og hold **SET**-knappen, "00" blinker, trykk på ▲/▼ for å stille inn tidssonen (inntil ±12 timer).  
"00" = GMT +1 time (eks. Tyskland)  
"01" = GMT +2 timer (eks. Finland)  
"-01" = GMT 00 time (eks. U.K.)
2. Trykk igjen på **SET**-knappen, timetallene blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn timer (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).
3. Trykk igjen på **SET**-knappen, minuttskjermen "00" blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn minutter (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).
4. Trykk igjen på **SET**-knappen, på skjermen blinker tidsformaten. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge "12Hr" eller "24Hr".  
Når "12Hr" er valgt, vises indikatoren **AM/PM**.
5. Trykk igjen på **SET**-knappen, på skjermen blinker "05". Trykk på ▲ eller ▼ for å velge slumretid fra 5 til 60 minutter.
6. Trykk igjen på **SET**-knappen for å gå ut av innstillingsmodus. Når ingen knapp trykkes på i løpet av 10 sekunder, avsluttes innstillingsmodus automatisk.

## Stille inn alarmtid

1. Trykk og hold **AL SET/SELECT**-knappen, symbolet **AL** vises og timetall blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn alarmen i timer (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).
2. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen, minutt skjermen for alarmen blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn minutter (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).
3. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen, symbolet **»3»** blinker og skjermen viser "**HI**" (høy vibrasjonsstyrke). Trykk på ▲ eller ▼, for å velge vibrasjonsstyrke.
  - HI (høy vibrasjonsstyrke)
  - LO (lav vibrasjonsstyrke).
4. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen, symbolet **«»** blinker og skjermen viser "**HI**". Trykk på ▲ eller ▼, for å stille inn styrken på vekkelyden.
  - LO (lav)
  - HI (høy)
5. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen for å gå ut av innstillingsmodus. Når ingen knapp trykkes på i løpet av 10 sekunder, avsluttes innstillingsmodus automatisk.


## Stille inn alarmmodus

1. Trykk på **AL SET/SELECT**-knappen i normaltidskjermmodus for å stille inn alarmmodus. Tilsvarende symbol lyser opp:
  - »S»: Bare vibrasjon
  - »S»: Lyd og vibrasjon
  - ☀ »S»: Blitzlys og vibrasjon
  - ☀ »S»: Blitzlys, lyd og vibrasjon.
2. Trykk igjen på **AL SET/SELECT**-knappen for å slå av alle innstilte alarmer. Alle symbolene »S», »S» og ☀ er av.

## Bekreft alarmen

Når alarmen er gitt, blinker den tilsvarende alarmmodus-skjermen. Trykk én gang på **AL SET/SELECT**-knappen, for å stoppe alarmen og tilbake stille den til neste dag. Den tilsvarende alarmmodus-skjermen består.

## Bruke slumre-funksjon

Når alarmsignalet er utløst, trykk på **Slumre-/belysning-knappen** . Alarmsignalet slås av midlertidig, mens det tilsvarende alarmmodus-signalet blinker videre.

Alarmsignalet slås på igjen etter at den innstilte slumretiden er over.



## Slå på belysning

Under normal tidsvisning trykker du på og holder nede


**Slumre-/belysning-knappen**  for å slå på belysningen i 5 s. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens enheten sender ut en alarm.


## Demo-modus

Trykk og hold **▲/DEMO**-knappen i ca. 2 sekunder. Lyd, vibrasjon og blitzlys utøses.


## Slå på lommelykten

Under normal tidsvisning trykker du på og holder nede

**Slumre-/belysning-knappen**  for å slå på lommelykten.

For å slå den av trykker du igjen på **Slumre-/belysning-knappen** .

## Indikator for batteristatus

Når batterinivået er lavt, reduseres vibrasjonsnivået, alarmen og lysstyrken.  symbolet vises mellom tidssifrene. Bytt ut batteriene med nye AA-alkaliske batterier.

## Tekniske data / funksjoner

Funksjoner: Klokke, alarm

Alarmmodus: Alarmtone, vibrasjon, blitzlyd

Batterier (ikke inkludert i leveringen): 3 x AA

## Spesifikasjoner

RCC-frekvens	77,5 kHz
Alarmvarighet	1 minutt
Slumrevarighet	5 til 60 minutter
Grunninnstillinger:	
Tidsformat	24 timer
Tid	0:00
Alarm	6:00 (AM)
Alarm-lydstyrke og Vibrasjonsstyrke	HI
Slumrevarighet	05 (5 minutter)

## Sikkerhetsmerknader

- Les denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den til senere bruk.
- Plasser enheten på et stabilt underlag og beskytt den mot direkte sollys og overflødig hete og fuktighet.
- Beskytt enheten mot dråper og vannsprut.
- Beskytt møbelet hvis enheten legges på en malt treoverflate. For å unngå merker fra gummiføttene, legg eventuelt et sklisikkert underlag mellom enheten og møbelet.

## Avhending

Du er pålagt ved lov å sørge for sikker avhending av forbruksvarer. Symbolet vist nedenfor som finnes på enheten din, betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier må avhendes separat fra husholdningsavfall.



Elektrisk og elektronisk utstyr skal avhendes på en tilordnet avfallsplass. Batterier avhendes på butikker som selger batterier og ved relevante innsamlingspunkter hvor tilsvarende container er stilt til disposisjon.



Emballasjemateriell skal avhendes i henhold til lokale forskrifter.

## Vedlikehold

- Rengjør enheten med en myk klut som bare er fuktet med mild såpe og vann. Enhetens overflate kan ta skade av sterkere midler som for eksempel bensin, eller sterke rengjøringsmidler.
- Hvis enheten ikke skal brukes over et lengre tidsrom, som for eksempel en måned, ta ut batteriene for å unngå mulig lekkasje. Hvis batterirommet er rustent eller skittent, rengjør rommet grundig og skift ut batteriene.

## Feilsøking

Hvis alarmklokken ikke fungerer riktig eller viser feil tid, som kan være forårsaket av statisk elektrisitet eller utladede batterier, ta batteriene ut av alarmklokken. Vent noen minutter og sett deretter batteriene inn igjen eller sett inn nye batterier. Alarmklokken tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og må innstilles på nytt.

## Garanti

AMPLICOMMS - utstyr blir produsert og testet i henhold til de nyeste produksjonsmetoder. Utvalgte materialer og høyt utviklet teknologi sikrer problemfri drift og lang varighet. Garantitiden er 24 måneder fra kjøpedato. Garantien gjelder ikke for batterier eller batteripakninger.

Innenfor garantiperioden vil alle mangler som skyldes material- eller produksjonsfeil, repareres gratis. Garantien gjelder ikke hvis enheten er blitt forsøkt endret av kjøperen eller tredjeparter. Skader som skyldes feil håndtering eller bruk, normal slitasje, feil plassering eller oppbevaring, feil tilkobling eller installasjon, så vel som naturkatastrofer eller andre ytre påvirkninger, dekkes ikke av garantien.

Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å reparere eller skifte ut defekte deler eller skifte ut enheten. Utskiftede deler og utskiftede enheter blir vår eiendom. Erstatningskrav er utelukket med mindre de er basert på forsettlig eller grov uaktsomhet fra produsentens side.

Hvis det utvikles en feil på enheten innenfor garantiperioden, kan du kontakte oss ved å sende kvitteringen utelukkende til butikken hvor AMPLICOMMS – enheten ble kjøpt. Alle garantikrav i henhold til disse bestemmelsene skal utelukkende rettes mot forhandleren. Etter et forløp på to år etter kjøp og overføring av våre produkter, er ikke garantien lenger gyldig.

## **Service-Hotline**

Hvis du har tekniske problemer, vennligst kontakt vår hotline for kundeservice. Anropsnummeret finner du på hjemmesiden vår **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

For garantikrav må du kontakte forhandleren.

Garantitiden er 2 år.

## **Samsvarserklæring**

Denne enheten oppfyller kravene i EU-direktivet:

2014/53/EU. Samsvar med ovennevnte direktiv er bekreftet av CE-merket på enheten.



For å se den fullstendige samsvarserklæringen, kan du laste den ned gratis fra vår hjemmeside **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**





Audioline GmbH  
D-41460 Neuss

05/2018 – Ausgabe 1.0

