

Maxi

Amplificatore audio Personale

© Bellman & Symfon, 2016

bellman.com

Maxi

Amplificatore Personale

Digitale | Facile da usare | Robusto



Mino e Maxi indicati per:

Mino

- Problemi di udito
- Nessuna altra menomazione



Maxi

- Problemi di udito
- +
- Problemi cognitivi
 - Ipovedenti
 - Tremori
 - Destrezza limitata

Situazioni di ascolto



**Conversazioni
uno ad uno**



**Teatro, Chiesa,
Concerti, Cinema, ecc**



**Ascolto della
TV o radio**



**Negozi / Farmacia
Dottore / Ospedale**



**Cena di famiglia
Ristorante / Bar
Café**



In automobile

Sentire **anche** in ambienti affollati

Ascolta al volume di tua
preferenza, senza che
siano gli altri a dover
alzare la voce.

Maxi amplifica il parlato
e rimuove i fastidiosi
rumori di fondo.



Goditi la TV o la radio in pieno **stereo**



Collega **Maxi** alla TV o radio e goditi di un grande suono in stereo, risparmiando le orecchie della tua famiglia.

Premi il **Pulsante di Ascolto** quando desideri parlare con la persona accanto a te.





Ottieni **di più** dallo spettacolo

Molti teatri, sale da concerto, cinema e chiese sono dotati di sistemi a induzione che **Maxi** riceve con la sua bobina T-coil integrata.

Attiva il **microfono interno** quando desideri parlare con la persona accanto a te.

Maxi | Negozi, farmacie o dottori



Mai più confusione

Quando la voce dell'interlocutore si mescola con lo sfondo, è facile perdere importanti informazioni.

Posiziona il **Maxi** sul bancone per ascoltare in modo forte e chiaro chi sta parlando, senza che lui debba alzare la voce.



Sentire oltre il rumore del traffico


Una macchina è uno degli ambienti sonori più difficili per poter condurre una conversazione. Oltre al rumore del traffico ed i fruscii, i passeggeri normalmente non sono rivolti verso di te.

Collega il **microfono** del **Maxi** sulla manica (o sul colletto della camicia) del tuo compagno di viaggio.



Semplice da utilizzare Funzionante in pochi minuti

- Nessun menu complicato da imparare
- Basta collegare le cuffie o il laccio al collo e regolare il volume a proprio piacimento
- Singola funzione per pulsante.



Grande ergonomia Alta qualità e robustezza

- **Costruzione molto robusta**
- **Tasti di grandi dimensioni**
Impugnatura morbida
Indicatori ad alto contrasto
Tasti bloccabili
- **Una grande scelta per le
persone con problemi di vista o
di destrezza limitata**



Suono chiaro e distinto

Ascolta senza sforzo

- **Elaborazione digitale del segnale**
- **10 cancellazioni del rumore**
- **10 compressioni dinamiche di banda**
- **Cancellazione di feedback adattativo**
- **Suono con colore naturale**



Utilizzare **Maxi** con le protesi acustiche



1. Sul tavolo

Maxi cattura i suoni, filtra i rumori di fondo e chiarisce il discorso.

2. Intorno al collo

Il collare induttivo trasmette il discorso in modalità wireless all'apparecchio acustico o impianto cocleare.

3. Nelle orecchie

L'apparecchio acustico o impianto cocleare affina ulteriormente il suono prima che raggiunga l'orecchio.

Connessioni



Pulsanti e controlli



Menù **Impostazioni** avanzate



Controllo del bilanciamento

Compensa per esempio la perdita dell'udito in un orecchio.



Attenuazione di base

Regola l'attenuazione ad uno specifico accessorio uditivo.



Disabilita telecoil

Rende più facile per gli utenti finali gestire Maxi.



Blocco del controllo del tono

Rende più facile per gli utenti finali utilizzare Maxi.



Preset controllo del tono

Seleziona il tono preimpostato.
Utilizzato con il blocco del controllo del tono.

Accessori



Microfono a cravatta



Kit cavo 5m



Laccio collo induttivo



Custodia da viaggio



Cuffie



Auricolari



Stetoclip

Poderoso **Laccio** collo

- Elevata potenza di uscita
- Tubo in tessuto per elevato comfort
- Laccio staccabile di sicurezza
- Nuovo materiale del cavo flessibile
- Fermacravatta per posizionamento
- Speciale rivestimento morbido



Affrontare le esigenze della vita reale



Elaborazione digitale del segnale

→ Suono naturale del parlato, senza disturbi



Robusto ed ergonomico

→ Tasti grandi, impugnatura morbida, indicatori ad alto contrasto



Intuitivo da usare

→ Nessun menù complicato da imparare

Affrontare le esigenze della vita reale



Telecoil integrato

→ Per locali muniti di un sistema ad induzione



Facile collegamento

→ Si collega alla TV, radio, impianto stereo, ecc



Qualità "Made in Sweden"

→ Garanzia di due anni in tutto il mondo

